

/ Guide de l'utilisateur



WaveForm Technologies
27700 SW 95th Ave Suite 100
Wilsonville, OR 97070
USA



EC REP

MDSS GmbH
Schiffgraben 41
30175 Hannover
Germany

©2019 WaveForm Technologies Inc.
US and International Patents Pending. All rights reserved.
All trademarks and copyrights are the property of their
respective owners.

The Bluetooth® word mark and logos are registered trademarks
owned by Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by WaveForm
Technologies Inc. is under licence. Other trademarks and trade names
are those of their respective owners.

Apple, the Apple logo, iPhone and iPod touch are trademarks of Apple
Inc., registered in the U.S. and other countries. App Store is a service
mark of Apple Inc.

Android is a trademark of Google LLC. Google Play and the Google
Play logo are trademarks of Google LLC.

SKIN-PREP™ is a trademark of Smith & Nephew.

/ Table des matières

/ 1	Système de surveillance de la glycémie en continu GlucoMen Day	5
1.1	Introduction	5
1.2	Indications d'utilisation	5
1.3	Mise en route	6
/ 2	Pièces du système	7
2.1	Aperçu du système	7
2.2	Ensemble du capteur	7
/ 3	Configuration du système	8
3.1	Télécharger l'application	8
3.2	Créer un compte	8
3.3	Se connecter à l'aide d'un compte existant	9
3.4	Connecter un émetteur	10
/ 4	Insérer un capteur et démarrer une session	12
4.1	Préparer l'insertion du capteur	12
4.2	Choisir un site d'insertion du capteur	12
4.3	Nettoyer le site d'insertion du capteur	13
4.4	Sélectionner un émetteur	13
4.5	Activer l'émetteur	14
4.6	Placer l'émetteur dans le capteur	14
4.7	Préparer l'outil d'insertion du capteur	15
4.8	Fixer l'outil d'insertion du capteur sur l'ensemble du capteur	15
4.9	Retirer le revêtement adhésif du capteur	16
4.10	Appliquer l'ensemble du capteur sur le site d'insertion	17
4.11	Retirer le guide du capteur de l'outil d'insertion du capteur	18

4.12	Attendre que le capteur se stabilise	18
4.13	Comment saurai-je quand remplacer mon capteur?	18
/ 5 Étalonner le système		19
5.1	Quand étalonner	19
5.2	Saisir saisir un résultat d'étalonnage	20
/ 6 Visualiser des lectures de glycémie en continu		21
6.1	Naviguer sur l'écran d'Accueil	21
6.2	Aperçu de l'écran d'Accueil	21
6.3	Statut actuel	22
6.4	Tableau de bord	26
6.5	Glycémie estimée	28
/ 7 Alertes		29
7.1	Naviguer sur l'écran des Alertes	29
7.2	Aperçu de l'écran d'Alertes	29
7.3	Autoriser les notifications	29
7.4	Configurer des alertes	30
7.5	Indicateurs du statut de l'alerte	31
7.6	Alertes de glycémie	31
7.7	Alertes du système	33
7.8	Historique des alertes	34
/ 8 Émetteurs		34
8.1	Naviguer sur l'écran des Émetteurs	34
8.2	Aperçu de l'écran des Émetteurs	34
8.3	Détails de l'écran des Émetteurs	34
8.4	Charger un émetteur	36
8.5	Connecter un émetteur	37
8.6	Activer un émetteur	37

8.7 Supprimer un émetteur	39
/ 9 Lecteurs	39
9.1 Naviguer sur l'écran des Lecteurs	39
9.2 Aperçu de l'écran des Lecteurs	40
9.3 Connecter un lecteur	40
9.4 Supprimer un lecteur	42
/ 10 Info	43
10.1 Naviguer sur l'écran Info	43
10.2 Rapport périodique de la glycémie	43
10.3 Rapport de données au format CSV	43
10.4 Instructions d'insertion du capteur	44
10.5 Instructions de retrait du capteur	44
10.6 Icônes et couleurs	44
10.7 FAQ	44
10.8 Guide de l'utilisateur complet	44
10.9 Service client	44
10.10 Juridique	44
/ 11 Profil	44
11.1 Naviguer sur l'écran du Profil	44
11.2 Modification des données personnelles	45
11.3 Changer de pays	45
11.4 Changer votre adresse email	45
11.5 Changer votre mot de passe	46
11.6 Réinitialiser votre mot de passe	46
11.7 Paramètres de communication email	47
11.8 Partage de données avec WaveForm	47
11.9 Analyses	47

/ 12 Arrêter une session	48
12.1 Arrêter automatiquement une session	48
12.2 Arrêter manuellement une session	48
/ 13 Retirer un capteur	49
/ 14 Limitations	50
14.1 Quand utiliser votre glucomètre pour les décisions de traitement	50
14.2 Voyager avec votre GlucoMen Day CGM	50
/ 15 Dépannage	51
15.1 Problèmes de lecture de la glycémie en continu	51
15.2 Problèmes d'alerte	52
15.3 Problèmes d'étalonnage	52
15.4 Problèmes liés au capteur	53
15.5 Problèmes liés à l'émetteur	54
15.6 Problèmes liés au chargeur de l'émetteur	55
15.7 Problèmes d'insertion du capteur	55
/ 16 Informations complémentaires	56
16.1 Informations sur le service client	56
16.2 Nettoyer votre système	56
16.3 Élimination du système	57
16.4 Spécifications du produit	57
16.5 Symboles d'étiquetage	59
16.6 Résumé de la précision	59
16.7 Compatibilité électromagnétique	59
16.8 Garantie	61
/ 17 Glossaire	61


/ 1 GlucoMen Day Système de surveillance de la glycémie en continu

/ 1.1 Introduction

Merci d'avoir choisi le système de surveillance de la glycémie en continu GlucoMen Day (CGM). Le système GlucoMen Day fournit les taux de glycémie réels. Le système surveille votre glycémie toutes les minutes en mesurant la quantité de glucose dans le liquide interstitiel. Un capteur, inséré dans votre peau, envoie les lectures de glycémie à l'application GlucoMen Day. L'application affiche ensuite votre glycémie et vos tendances de glycémie à long terme. L'application fournit également des alertes si votre glycémie se trouve ou devrait se trouver dans une zone dangereuse.

Le système GlucoMen Day vous permet de:

- Surveiller votre glycémie en fournissant une nouvelle lecture de glycémie toutes les minutes.
- Observer l'évolution de votre glycémie tout au long de la journée et de la nuit.
- Recevoir des alertes lorsque survient un événement qui nécessite votre attention, comme une glycémie basse.


 **IMPORTANT:** Lors de l'utilisation du GlucoMen Day CGM, ayez toujours avec vous un glucomètre. Il peut arriver que vous deviez effectuer un test de glycémie avant de prendre une décision au sujet du traitement. Référez-vous à la **SECTION 14.1** pour plus de détails.

MISE EN GARDE

Veillez lire toutes les instructions fournies dans ce guide de l'utilisateur avant d'utiliser le système.

 **IMPORTANT:** Les illustrations de ce guide sont fournies à titre indicatif uniquement et ne sont pas affichées dans leur taille réelle.

L'affichage de l'application GlucoMen Day peut apparaître légèrement différent en fonction du périphérique mobile (Android ou iOS) sur lequel l'application est installée. Les images de l'application GlucoMen Day figurant dans ce guide sont fournies uniquement à des fins pédagogiques. Lorsqu'il existe une différence significative entre les versions Android et iOS de l'application, les deux écrans sont affichés. Dans tous les autres cas, la version Android est utilisée à titre de référence.

 **IMPORTANT:** L'application GlucoMen Day prend en charge les deux unités de mesure du glucose: mg/dL et mmol/L. Les images de ce guide servent uniquement à des fins pédagogiques et peuvent ne pas utiliser les mêmes unités que votre application.

/ 1.2 Indications d'utilisation

Le système GlucoMen Day est:

- Destiné à la gestion du diabète chez les adultes, les enfants de 6 ans et plus, les femmes enceintes, les dialysés et les personnes gravement malades.
- Destiné à remplacer les tests de prélèvement au doigt pour prendre des décisions en matière de traitement du diabète. Voir le **chapitre 14** pour les limitations.
- Destiné à être utilisé dans l'abdomen et la partie inférieure de votre buste uniquement.
- Destiné seulement à un usage unique.
- Destiné à favoriser la détection des épisodes d'hyperglycémie et d'hypoglycémie, facilitant les ajustements thérapeutiques aigus et à long terme.

Limitations

- Le système GlucoMen Day n'est pas sûr pour une utilisation dans des environnements à résonance magnétique (RM). Retirez le système GlucoMen Day CGM (capteur et émetteur) avant l'imagerie par résonance magnétique (IRM), la tomodensitométrie (CT) ou le traitement par chaleur électrique à haute fréquence (diathermie).
- L'installation du capteur GlucoMen Day n'est pas approuvée pour des sites autres que la peau de l'abdomen et la partie inférieure de votre buste.
- Ne réutilisez pas le capteur et ne l'utilisez pas au-delà de 14 jours.
- Inspectez l'emballage stérile de l'ensemble du capteur avant utilisation. N'utilisez pas le capteur si l'emballage stérile est ouverte ou endommagée.
- Ne portez pas le capteur dans un spa.
- Ne nagez pas en portant sur vous le transmetteur et le capteur pendant plus de 30 minutes et à des profondeurs supérieures à 1 mètre (3 pieds).
- Le système GlucoMen Day n'a pas été conçu pour une utilisation en dehors de la plage de température de fonctionnement du transmetteur, comprise entre 5 °C et 45 °C (41 °F et 113 °F).
- Le système GlucoMen Day contient de petites pièces pouvant présenter un risque d'étouffement.

⚠ MISE EN GARDE

Le système GlucoMen Day nécessite l'utilisation d'un glucomètre pour l'étalonnage. Consultez le guide de l'utilisateur de votre lecteur pour connaître les restrictions supplémentaires.

Informations utilisateur importantes

Le système GlucoMen Day envoie une lecture de la glycémie une fois par minute et fournit une flèche de tendance indi-

quant la direction et la vitesse de variation de votre glycémie.

Il est important de comprendre où se situe votre glycémie et son évolution (tendance) au lieu de vous concentrer uniquement sur les lectures ponctuelles de la glycémie à jeun. Lorsque vous utilisez votre système, souvenez-vous de deux choses importantes au sujet des tendances:

- Les tendances indiquent la direction dans laquelle évoluent vos niveaux de glycémie et la vitesse à laquelle ils évoluent. Les tendances peuvent vous indiquer si votre glycémie est en hausse, en baisse ou stable pendant plusieurs minutes ou heures, jusqu'à 24 heures.
- Comprendre et ajuster vos niveaux d'insuline en fonction des tendances est plus utile qu'une simple lecture de glycémie en continu. Le système affiche les niveaux de glycémie du liquide interstitiel qui entoure le capteur, ce qui est similaire mais peut varier par rapport au niveau de glycémie réel.

/ 1.3 Mise en route

Le système GlucoMen Day a été conçu pour remplacer les tests par prélèvement au doigt, afin de prendre des décisions en matière de traitement du diabète. Avant d'utiliser le système GlucoMen Day pour prendre des décisions thérapeutiques, il est important de comprendre comment vous pouvez utiliser les informations de votre système. Votre niveau de glycémie réel, votre tendance glycémique réelle et vos lectures antérieures peuvent tous être utilisés pour prendre des décisions éclairées.


Il est également important de savoir quand vous ne devez pas utiliser votre système pour les décisions de traitement mais plutôt utiliser votre lecteur de glycémie.

Vous devez travailler avec votre professionnel de santé pour déterminer comment utiliser le système GlucoMen Day afin de gérer votre diabète.

/ 2 Pièces du système

/ 2.1 Aperçu du système



Le système GlucoMen Day utilise un capteur jetable à usage unique inséré dans le liquide interstitiel qui convertit les niveaux de glycémie en un signal électrique. L'ensemble du capteur comprend le capteur lui-même, le patch adhésif du capteur et le guide du capteur. Un émetteur rechargeable se fixe à l'ensemble du capteur, qui est fixé à la peau avec le patch adhésif. L'émetteur envoie les lectures de glycémie à l'application GlucoMen Day à l'aide de la technologie *Bluetooth*® à faible consommation d'énergie.



Groupe de capteur



Transmetteur

Applicateur
de CapteurChargeur pour
TransmetteurLingettes
SKIN-PREP™Patch de
protection

App



⚠ MISE EN GARDE

- Vérifiez la date de péremption indiquée sur la l'emballage avant utilisation.
- Ne modifiez aucune partie du système GlucoMen Day et n'utilisez aucun autre composant que ceux spécifiés dans ce guide.
- Le système GlucoMen Day contient de petites pièces pouvant présenter un risque d'étouffement.

🚫 **IMPORTANT** : Si vous n'avez pas de lingettes Skin-Prep, vous pouvez utiliser une lingette imbibée d'alcool.

/ 2.2 Ensemble du capteur

⚠ MISE EN GARDE

- N'utilisez pas le capteur si l'emballage stérile est ouverte ou endommagée. Ne manipulez pas le capteur tant que vous n'êtes pas prêt à l'insérer, car celui-ci peut être se contaminer.
- Ne portez pas le capteur dans un spa.

🚫 **IMPORTANT**: Le patch adhésif de l'émetteur et du capteur peut être porté pendant un bain et sous la douche. Vous pouvez également nager en ayant sur vous le transmetteur et le capteur jusqu'à une profondeur de 1 mètre (3 pieds) pendant 30 minutes maximum.

⚠ MISE EN GARDE

Ne jetez pas l'émetteur, l'outil d'insertion du capteur, ni le chargeur de l'émetteur lorsque vous éliminez le capteur.

IMPORTANT : Si vous n'avez pas de sur-patch, vous pouvez utiliser du ruban adhésif médical sur les bords du patch adhésif.

/ 3 Configuration du système

/ 3.1 Télécharger l'application

L'application GlucoMen Day sert d'affichage pour le système GlucoMen Day et prend en charge les dispositifs Android et iOS (dispositifs connectés). L'application est disponible sur Google Play (Android) et l'App Store (iOS). La liste des smartphones compatibles est indiquée sur le site internet de www.menarindiagnosics.com

IMPORTANT: L'application stocke des informations sensibles relatives à la santé sur votre appareil connecté. Il est recommandé de garder votre appareil connecté à jour avec le dernier logiciel de sécurité. Pour plus de détails sur la mise à jour de votre appareil connecté et la protection de vos informations, contactez le fabricant de votre appareil connecté.

⚠ MISE EN GARDE

N'installez pas l'application sur un appareil connecté qui a été déplombé ou rooté. Cela pourrait compromettre la sécurité et les fonctionnalités de l'application.



/ 3.2 Créer un compte

Avant d'utiliser l'Application (App) GlucoMen Day CGM, vous devez répondre à quelques questions simples et créer un compte. Votre compte sera utilisé pour stocker toutes vos données CGM. Vous pouvez toujours modifier vos informations sur **PROFIL (CHAPITRE 11)**.

IMPORTANT: le pays que vous sélectionnez détermine l'unité de mesure du glucose utilisée dans l'App (mg/dL ou mmol/L).

REMARQUE: Si votre App ne supporte qu'un seul pays, l'écran PAYS ne s'affiche pas.

1. Cliquez sur l'icône GlucoMen Day CGM App pour ouvrir l'App.
2. Cliquez sur **S'ENREGISTRER**.
3. Cliquez sur **DEMARRER**.



4. Lire les **AVERTISSEMENTS** et cliquez sur **J'AI COMPRIS**.
5. Sélectionnez votre **Pays** et cliquez sur l'icône (→). Saisissez votre **Nom** et **Prenom** et cliquez sur l'icône (→). Saisissez votre **Année de naissance** et cliquez sur (→). Sélectionnez votre **Genre** et cliquez sur l'icône (→). Sélectionné le **Type de diabète** et cliquez sur l'icône (→).



6.

Lisez les explications relatives à l'importance des notifications et cliquez sur l'icône (→).

Entrez votre adresse mail et créez un mot de passe.

Email

Password (Must be 8+ characters)

Le mot de passe doit comporter au moins 8 caractères.

REMARQUE: Cliquez sur l'icône (👁) pour afficher ou masquer le mot de passe.

8.

Lisez et acceptez le Règlement sur le respect de la vie privée et cliquez sur **ENREGISTRER**.

I agree to the Privacy Policy

← SIGN UP

Au bas de cet accord, choisissez l'option de partage et cliquez **CONFIRMER**.

Sur Android: si un message de demande de **NE PAS PERTURBER** l'accès apparaît, cliquez sur **ALLER VERS LES PARAMETRES** et suivez les invitations à autoriser l'envoi de notifications de manière à ne manquer aucune alerte.

Sur iOS: si vous recevez un message de demande d'autorisation d'envoi de notification tapez **AUTORISE** de manière à ne manquer aucune alerte.

7.

Choisissez les paramètres de la communication par e-mail.

Keep me informed about:
App updates and new features

9.

Prenez connaissance de **ACCEPTÉ LE TRAITEMENT DES DONNES PAR WAVEFORM** pour décider si vous acceptez de partager les données.

- We can provide better Customer Support if you request such support.
- Your data will be backed up and can be accessed upon request.
- You have access to features, such as Connected Partners, that allow you to easily share data with third parties that you choose.

If you do not consent, you will still be able to use your GlucoMen Day CGM App on your smart device, but you will not be able to obtain any services that require your data to be available from WaveForm servers.

You may change your consent settings under Profile.

Share data with WaveForm

Do not share data with WaveForm

CONFIRM

/ 3.3 Se connecter à l'aide d'un compte existant

Si vous disposez déjà d'un compte pour GlucoMen Day CGM App, vous pouvez vous connecter via votre compte.

1.

Cliquez sur l'icône GlucoMen Day CGM App pour ouvrir l'App.



3.

Entrez votre adresse mail et votre mot de passe.

Email

Password

2.

Cliquez sur **SE CONNECTER**.



4.

Cliquez **SE CONNECTER**.

← LOG IN

Si vous avez oublié votre mot de passe, voir **SECTION 11.6** pour la réinitialisation du mot de passe. REMARQUE: cliquez sur l'icône (👁) pour afficher ou masquer votre mot de passe.

/ 3.4 Connecter un émetteur

Le kit dispositif du système GlucoMen Day comprend deux émetteurs vous permettant d'utiliser l'un pendant que vous chargez l'autre. Les émetteurs communiquent avec l'application GlucoMen Day via Bluetooth et doivent être connectés à l'application avant de pouvoir être utilisés. Ce processus s'appelle également *l'association*.


IMPORTANT : • Votre émetteur communique avec l'application via la technologie sans fil Bluetooth. Le Bluetooth doit être activé sur votre appareil connecté pour continuer.

• Lisez toutes les instructions d'association avant de tenter d'associer votre émetteur. Une fois que vous avez appuyé sur le bouton du chargeur, l'émetteur sera en mode d'association pendant 60 secondes. Si vous ne parvenez pas à associer l'émetteur pendant ce temps, vous devrez relancer le processus d'association.

⚠ MISE EN GARDE

Vous ne pouvez connecter un émetteur qu'à un seul appareil connecté à la fois. Si vous connectez l'émetteur à un deuxième appareil, il ne sera plus connecté au premier appareil.

IMPORTANT : Si vous connectez un émetteur pour la première fois, l'application affiche des conseils pour indiquer l'étape suivante et mettre en évidence les fonctionnalités importantes. Lorsque vous avez terminé de lire les conseils, appuyez sur **OK**.



1.

Localisez le code PIN numérique à 6 chiffres (A) au bas de l'émetteur. Enregistrez le code PIN numérique à 6 chiffres, dont vous aurez besoin à l'étape 7.



2.

Placez l'émetteur dans le chargeur et connectez-le à une source d'alimentation. Laissez l'émetteur dans le chargeur jusqu'à ce que l'appariement soit terminé.



Le voyant du chargeur peut clignoter en rouge pendant 5 secondes maximum. Assurez-vous que le voyant est vert (clignotant s'il n'est pas complètement chargé ou fixe si complètement chargé) avant de commencer l'étape 3.

Référez-vous à la **SECTION 8.4** pour plus de détails sur le chargement de l'émetteur.

3.

Ouvrez l'application et:


1. Appuyez sur le bouton **DISPOSITIFS**.

Sur les dispositifs Android, vous devrez peut-être appuyer sur la **FLÈCHE ARRIÈRE** jusqu'à ce que les boutons du bas s'affichent.

2. Appuyez sur **ÉMETTEURS**.

3. **Sur Android :** Appuyez sur le bouton (+).

Sur iOS : Appuyez sur **AJOUTER UN NOUVEL ÉMETTEUR**.




4.

Sur les dispositifs Android uniquement :

Selon les paramètres d'autorisation de votre appareil, l'un des messages ou tous les messages suivants peuvent s'afficher sur l'écran **NOUVEL ÉMETTEUR**:

- Autoriser cette application à accéder à votre position.
- Activer l'emplacement.
- Autoriser le Bluetooth.

Si l'un de ces messages apparaît, appuyez dessus et suivez les instructions pour activer les autorisations.



⚠ MISE EN GARDE

Toutes ces autorisations doivent être activées pour pouvoir se connecter à un émetteur.

5.

Appuyez sur le bouton du chargeur. Un voyant bleu clignotant indique que l'émetteur est prêt à être associé.

REMARQUE : Une fois que vous avez appuyé sur le bouton du chargeur, l'émetteur sera en mode d'association pendant 60 secondes.



6.

Sur l'écran **NOUVEL ÉMETTEUR**, sélectionnez votre émetteur quand il apparaît dans la liste.

Si plusieurs émetteurs sont répertoriés, vérifiez l'identifiant alphanumérique à 7 chiffres (A) situé en haut de votre émetteur pour vous assurer de sélectionner l'émetteur approprié.



7.


Lorsque la *demande d'association via Bluetooth* apparaît, entrez le code PIN numérique à 6 chiffres que vous avez enregistré à l'étape 1.

Appuyez sur **ASSOCIER**.

8.

L'application indique que l'émetteur est en cours de connexion. Une fois l'association terminée, votre émetteur associé sera répertorié sous **ÉMETTEURS DISPONIBLES** sur l'écran **ÉMETTEURS**. Vous pouvez maintenant utiliser cet émetteur pour démarrer une session CGM.

Écran d'Accueil :



Écran des Émetteurs :



9.

S'il s'agit du premier émetteur que vous avez connecté, vous verrez un message vous demandant si vous souhaitez connecter votre deuxième émetteur.

- Si vous appuyez sur **OUI**, répétez les étapes 1 à 7 avec le deuxième émetteur.
- Si vous appuyez sur **NON**, suivez les étapes 1 à 7 lorsque vous êtes prêt(e) à procéder à l'association.

IMPORTANT : Si plusieurs émetteurs sont connectés, un message apparaît indiquant qu'un autre émetteur est déjà actif.

Seul l'émetteur actif peut être utilisé pour une session. Référez-vous à la **SECTION 8.6** pour plus de détails sur l'activation d'un émetteur.

Connecter un autre émetteur ?

Votre kit CGM comprend 2 émetteurs vous permettant d'utiliser l'un tout en chargeant l'autre. Voulez-vous connecter l'autre émetteur maintenant ?

OUI, CONNECTER MAINTENANT

NON, JE LE FERAI PLUS TARD

État du transmetteur

Ce transmetteur n'est pas actif car un autre transmetteur est déjà actif.

Vous pouvez choisir quel transmetteur activer dans Appareils.

OK

/ 4 Insérer un capteur et commencer une session

/ 4.1 Préparer l'insertion du capteur

Pour démarrer une session CGM, vous devez insérer un capteur. Le processus d'insertion doit être effectué dans un endroit propre et sec. Lavez-vous et séchez-vous les mains avant de commencer.

Pour préparer l'insertion du capteur, rassemblez les pièces suivantes :

- Outil d'insertion du capteur
- Emballage d'ensemble du capteur scellée
- Émetteur complètement chargé et associé (voir la **SECTION 8.4** pour plus de détails sur le chargement de l'émetteur et la **SECTION 3.3** pour plus de détails sur l'association de l'émetteur)
- Lingettes SKIN-PREP™ (facultatives)
- Sur-patch (facultatif)
- Application GlucoMen Day (voir la **SECTION 3.1** pour savoir comment télécharger l'application)

⚠ **MISE EN GARDE**

- Vérifiez la date de péremption indiquée sur l'emballage du capteur. Si le capteur est périmé, ne l'utilisez pas. L'utilisation d'un capteur périmé peut entraîner des lectures de glycémie inexactes.
- Suivez attentivement les instructions d'insertion du capteur. Dans le cas contraire, cela pourrait entraîner un déploiement accidentel du capteur.
- Vous trouverez plusieurs pièces mobiles au bas de l'outil d'insertion du capteur. Celles-ci risquent de vous pincer les doigts si vous ne suivez pas les instructions pour préparer et utiliser l'outil d'insertion du capteur.

/ 4.2 Choisir un site d'insertion du capteur


Avant d'insérer le capteur, prenez un moment pour déterminer le meilleur site d'insertion.

Choisissez un site d'insertion du capteur sur votre abdomen ou sur la partie inférieure de votre buste qui :

- Est facile à atteindre, même avec des vêtements serrés et des ceintures.
- Se trouve à au moins 4 cm (1,5 pouce) d'un site d'injection d'insuline ou d'une pompe à insuline, mesuré à partir du bord du patch adhésif.
- Est lisse. Si nécessaire, rasez la zone pour permettre au patch adhésif de coller à la peau.



Côté droit



Face



Côté gauche



Il est préférable d'éviter de choisir un site se trouvant dans les zones suivantes :

- Sur votre ligne médiane (la ligne verticale traversant votre nombril).
- Dans les zones qui se froissent ou se plient lorsque vous vous déplacez (par exemple, le long de la taille).
- Dans les zones présentant de nombreuses cicatrices.
- Dans les zones présentant une éruption cutanée ou une autre irritation de la peau.
- Dans les zones où les vêtements, les ceintures ou les ceintures de sécurité peuvent frotter et irriter.

⚠ MISE EN GARDE

- Vous ne devez insérer le capteur que sur votre abdomen ou sur la partie inférieure de votre buste, approximativement entre vos côtes et le passage de la ceinture. Demandez à votre professionnel de santé quel est le meilleur site d'insertion du capteur. Les saignements, les gonflements, les ecchymoses ou les infections au site d'insertion du capteur sont des risques possibles lors de l'utilisation du capteur. Si l'un de ces problèmes survient, demandez conseil à votre professionnel de santé.
- Vous devez choisir un nouveau site d'insertion chaque fois que vous insérez un nouveau capteur. L'utilisation du même site peut provoquer une irritation au site d'insertion.

/ 4.3 Nettoyer le site d'insertion du capteur

Nettoyez le site d'insertion choisi avant d'insérer le capteur. Un nettoyage soigneux du site d'insertion désinfecte la peau et aide le patch adhésif du capteur à adhérer étroitement à votre peau.

⚠ MISE EN GARDE

- Ne laissez aucun objet toucher le site d'insertion après le nettoyage et avant d'insérer le capteur.
- Le site d'insertion doit être sec avant d'appliquer une lingette SKIN-PREP™ et DOIT être complètement sec avant d'insérer le capteur.
- Ne pas nettoyer le site d'insertion ou une technique de nettoyage inappropriée peut provoquer une infection.

1.

Retirez la lingette SKIN-PREP™ de son emballage scellé. Si vous n'avez pas de lingette SKIN-PREP™, utilisez une lingette imbibée d'alcool.

2.

Placez la lingette sur le site d'insertion et frottez de façon circulaire sur environ 15 à 20 cm autour de celui-ci. Sans retourner sur aucune zone déjà nettoyée.

**3.**

Laissez la zone nettoyée sécher complètement, pendant deux minutes.

⚠ MISE EN GARDE

Empêchez les vêtements de toucher la zone nettoyée.

/ 4.4 Sélectionner un émetteur

Identifiez l'émetteur que vous souhaitez utiliser. Assurez-vous que l'émetteur est complètement chargé en le plaçant dans le chargeur et en vérifiant que le voyant du chargeur est vert fixe. Référez-vous à la **SECTION 8.4** pour plus de détails sur le chargement de l'émetteur.

⚠ MISE EN GARDE

- Si l'émetteur n'est pas complètement chargé, l'application affiche un message au début de la session, vous indiquant que l'émetteur risque de ne pas durer toute la session de 14 jours. Vous ne pouvez pas changer d'émetteur en cours de session. Si la batterie de l'émetteur est épuisée, vous devrez insérer un nouveau capteur pour démarrer une nouvelle session.
- Vérifiez que le transmetteur ne présente pas de défauts visibles, tels que des fissures. N'utilisez pas l'émetteur si vous constatez des défauts.

/ 4.5 Activer l'émetteur

Bien que vous puissiez connecter plusieurs émetteurs à l'application, un seul émetteur peut envoyer des lectures CGM à l'application à tour de rôle. Cet émetteur est appelé émetteur actif.

Voir **SECTION 8.5** comment activer un émetteur.

/ 4.6 Placer l'émetteur dans le capteur

Pour effectuer ces étapes, vous aurez besoin du transmetteur actif et de l'ensemble du capteur.

1.

Retirez le capteur de l'emballage stérile.



2.

Retirez le capteur de son emballage.




⚠ MISE EN GARDE

Ne décollez pas le papier de protection de l'ensemble du capteur avant son insertion.


3.

Placez le capteur sur une surface dure et propre (tel que l'intérieur de la pochette stérile), le patch adhésif du capteur vers le bas.



4.

Localisez les bras de l'émetteur (B).




⚠ MISE EN GARDE

Évitez de toucher les contacts de l'émetteur, situés entre les bras de l'émetteur.

5.

Tenez l'émetteur, les bras pointés vers le bas, perpendiculairement au capteur.

Le côté de l'émetteur portant l'identifiant (C) doit faire face à l'extrémité large de l'ensemble du capteur.



6.

Abaissez l'émetteur et dirigez les bras dans les fentes de guidage de l'ensemble du capteur.
Fentes de guidage :



7.

Inclinez le côté arrondi de l'émetteur vers le bas pour rencontrer l'ensemble du capteur.



8.

Appuyez fermement sur l'émetteur jusqu'à ce qu'il s'enclenche et que vous entendiez un clic.




/ 4.7 Préparer l'outil d'insertion du capteur

Maintenant que vous avez inséré l'émetteur dans le capteur, vous pouvez préparer l'outil d'insertion du capteur. Pour réaliser ces étapes, vous aurez besoin de l'outil d'insertion du capteur.

1.

Placez l'outil d'insertion du capteur sur une surface dure et propre. Localisez le levier en plastique (avec 1 butée) (A) sur l'outil d'insertion du capteur.



2.

Soulevez ce levier jusqu'à ce que vous entendiez un clic, puis abaissez-le à sa position de départ.
Une languette orange indique que l'outil d'insertion de capteur est prêt à être utilisé.




/ 4.8 Fixer l'outil d'insertion du capteur sur l'ensemble du capteur

Ensuite, fixer l'outil d'insertion du capteur sur l'ensemble du capteur.

1.

Placez le capteur sur une surface dure et propre (tel que l'intérieur de la pochette stérile), l'émetteur vers le haut.

Localisez l'ouverture (A) à l'extrémité large du capteur.



2.

Localisez la languette (B) sur l'outil d'insertion du capteur à l'extrémité avec le levier (1 butée).




3.

Tenez l'outil d'insertion du capteur
la languette (B) dirigée vers le bas,
perpendiculairement à l'ensemble
du capteur.


Alignez la languette directement
au-dessus de l'ouverture (A) sur le
capteur.

REMARQUE : L'ouverture du capteur
(A) sert à aligner et à positionner
la languette de l'outil d'insertion du
capteur (B).



4.

Abaissez l'outil d'insertion du
capteur, en guidant la languette
dans l'ouverture du capteur.



5.

Inclinez l'extrémité l'outil
d'insertion de capteur vers le
bas pour rencontrer l'ensemble
du capteur, jusqu'à ce que vous
entendiez un clic.



6.

L'outil d'insertion du capteur et son guide doivent s'emboîter
sans laisser de vide. Vérifiez qu'il n'y a pas d'écart entre l'outil
d'insertion du capteur et le guide du capteur. S'il y a un écart,
voir la **SECTION 15.7**.



/ 4.9 Retirer le revêtement adhésif du capteur


Une fois que vous avez nettoyé le site d'insertion, vous êtes
prêt(e) à retirer le revêtement du patch adhésif du capteur.
Pour réaliser cette étape, vous avez besoin de l'outil d'insertion
du capteur et de l'ensemble du capteur connecté.

⚠ MISE EN GARDE

L'adhésif est stérile; ne touchez pas le centre du matériau
adhésif. Ne touchez le périmètre de l'adhésif que lorsque
vous retirez le revêtement.


1.

Tenez l'outil d'insertion du capteur,
le revêtement de l'adhésif du
capteur vers le haut.
Localisez les languettes (A et B)
de chaque côté du revêtement.




2.

Saisissez la languette de droite et
retirez-la pour retirer la première
section du revêtement.



3.

Saisissez la languette de gauche
et retirez-la pour retirer la
deuxième section du revêtement.
Assurez-vous que l'adhésif ne se
plie pas sur lui-même avant ou
pendant l'application.



/ 4.10 Appliquer l'ensemble du capteur sur le site d'insertion


Maintenant que vous avez retiré le revêtement du patch adhésif du capteur, vous êtes prêt(e) à appliquer le patch sur votre peau.

⚠ MISE EN GARDE

Si vous ne suivez pas attentivement les instructions d'insertion, le capteur risque de glisser le long de la peau au lieu de s'insérer dans la peau. Si cela se produit, la session peut ne pas démarrer ou le capteur fournira des données de mauvaise qualité, qui ne seront pas affichées dans l'application. Suivez attentivement les instructions pour assurer une insertion correcte du capteur.

1.

En tenant l'outil d'insertion du capteur, placez le patch adhésif fermement sur le site d'insertion, parallèlement à l'emplacement d'une ceinture. Pointez le bouton de déverrouillage (3 butées) sur l'outil d'insertion du capteur vers votre nombril.



2.

Appuyez fermement pour vous assurer que le patch adhésif est bien fixé sur votre peau. Ensuite, appliquez une pression normale sur votre peau pendant l'insertion.

3.

Appuyez sur le bouton d'insertion (2 butées) jusqu'à ce que vous entendiez un clic. Continuez à maintenir l'outil d'insertion du capteur en place.

N'essayez pas d'ajuster la position du patch adhésif après l'application.



4.

Tout en maintenant l'outil d'insertion du capteur en place, appuyez sur le bouton de déverrouillage (3 butées) jusqu'à ce que vous entendiez un clic.



5.

Soulevez délicatement l'outil d'insertion du capteur pour l'éloigner de votre corps, dans un mouvement horizontal vers l'extérieur.

Si vous sentez une résistance, répétez les étapes 4 et 5.

IMPORTANT : Le guide du capteur reste connecté à l'outil d'insertion du capteur, ne laissant que l'émetteur, le capteur et le patch adhésif sur votre corps.

6.

Lissez le patch adhésif du capteur pour s'assurer qu'il adhère parfaitement à votre peau. Lissez doucement les rides sur les bords pour vous assurer qu'il n'y a pas d'espaces.

IMPORTANT : La session CGM démarre automatiquement lorsque le capteur est inséré.

⚠ MISE EN GARDE

- Si l'émetteur n'a pas été complètement chargé, un message vous informe que l'émetteur risque de ne pas durer toute la session de 14 jours. Vous ne pouvez pas changer d'émetteur en cours de session. Si la batterie de l'émetteur est épuisée, vous devez retirer le capteur et insérer un nouveau capteur pour démarrer une nouvelle session.
- Ne retirez pas l'émetteur lorsque l'ensemble du capteur est fixé sur vous.
- Si vous sentez une résistance lors du retrait de l'outil d'insertion du capteur avec deux ensembles de capteurs séparés, appelez le service client.

Une fois que vous avez inséré un nouveau capteur, il peut s'écouler 1 à 3 minutes avant que l'application détecte le capteur.


REMARQUE: Si les bords du patch adhésif commencent à se décoller lors de votre session, vous pouvez appliquer le sur-patch. Référez-vous à la **SECTION 15.7** pour savoir comment appliquer le patch supérieur.

/ 4.11 Retirer le guide du capteur de l'outil d'insertion du capteur

Après avoir inséré le capteur, vous devez retirer le guide du capteur de l'outil d'insertion du capteur afin de pouvoir utiliser cet outil lors de la prochaine insertion du capteur.


1.

Localisez la languette de dégagement au bas de l'outil d'insertion du capteur. Appuyez et maintenez la languette de dégagement.



2.

Tout en appuyant sur la languette de dégagement, tirez sur le guide du capteur.



3.


Éliminez le guide du capteur en plastique usagé. Stockez l'outil d'insertion du capteur réutilisable avec les autres fournitures de votre système GlucoMen Day.




/ 4.12 Attendre que le capteur se stabilise

Une fois que vous avez inséré un nouveau capteur, vous devez attendre environ 45 minutes pour que le capteur se stabilise avant de pouvoir étalonner le système. Pendant la stabilisation du capteur, l'application affichera une barre de progression et le nombre de minutes jusqu'à l'étalonnage dans les écrans **ACCUEIL** et **ÉMETTEURS**.

Écran d'Accueil :




Écran des Émetteurs :



Une fois le capteur stabilisé, il est temps de procéder à l'étalonnage. Si vous avez autorisé l'application à envoyer des notifications et que vous avez activé l'alerte d'étalonnage, vous recevrez une notification vous informant qu'il est temps d'étalonner. Voir le **CHAPITRE 7** pour plus de détails sur les alertes.

Les écrans **ACCUEIL** et **ÉMETTEURS** indiquent qu'il est temps d'étalonner. Voir le **CHAPITRE 5** pour plus de détails sur l'étalonnage.

Écran d'Accueil :



Écran des Émetteurs :



/ 4.13 Comment saurai-je quand remplacer mon capteur?

Le capteur est conçu pour fonctionner pendant 14 jours. Au bout de 14 jours, l'application vous informera que la session est terminée et que le capteur doit être remplacé.

Environ 24 heures avant la fin prévue de la session, l'application fournit les indications suivantes :

- Si vous avez autorisé l'application à envoyer des notifications, vous recevrez une notification vous informant que la session se terminera bientôt.
- L'application affiche un message indiquant que la session va bientôt se terminer.


Lorsqu'il est temps de remplacer votre capteur, l'application fournit les indications suivantes :

- Si vous avez autorisé l'application à envoyer des notifications, vous recevrez une notification vous informant que la session est terminée.
- L'application affiche un message indiquant que la session est terminée.
- Les écrans **ACCUEIL** et **ÉMETTEURS** affichent des instructions indiquant qu'une session n'est pas en cours.

Vous pouvez également remplacer le capteur plus tôt si :

- Vous avez des douleurs, une sensibilité ou un gonflement au site d'insertion du capteur.
- Vous subissez une procédure médicale, telle qu'une IRM, qui vous oblige à retirer le capteur.
- L'application vous demande de retirer le capteur.


Message de fin de session proche :




Message de fin de session :



Écran d'Accueil :



Écran des Émetteurs :



/ 5 Étalonner le système

/ 5.1 Quand étalonner

L'étalonnage est une partie importante de l'utilisation du système GlucoMen Day afin d'obtenir la plus grande précision possible pour votre CGM.

REMARQUE : Aucun étalonnage supplémentaire n'est autorisé dans les six premières heures.

IMPORTANT : Lors de l'utilisation du système GlucoMen Day, ayez toujours avec vous un lecteur de glycémie pour étalonner le système.

JOUR 1	JOUR 2	JOUR 3 À 14
<p>Premier étalonnage : Saisissez votre première lecture d'étalonnage une fois la période de stabilisation du capteur terminée, environ 45 minutes après l'insertion du capteur.</p> <p>Deuxième étalonnage : Saisissez votre deuxième lecture d'étalonnage 6 heures après l'insertion du capteur.</p>	<p>Troisième étalonnage : Saisissez votre troisième lecture d'étalonnage 24 heures après l'insertion du capteur.</p>	<p>Étalonnages ultérieurs : Saisissez votre lecture d'étalonnage 24 heures après l'étalonnage précédent.</p>

IMPORTANT : Après le deuxième étalonnage, vous pouvez toujours procéder à un étalonnage précoce afin de décaler votre programme d'étalonnage à un moment plus opportun. Par exemple, si le prochain étalonnage doit avoir lieu à 23h00, vous pouvez choisir d'étalonner à 19h00 si cela vous convient mieux. Dans ce cas, votre prochain étalonnage programmé serait à 19h00 (24 heures plus tard).

Dans l'application, il existe plusieurs façons d'indiquer quand il est temps d'étalonner :

- Sur l'écran **ACCUEIL**, la bannière **TEMPS D'ÉTALONNAGE** apparaît. Appuyez sur la bannière pour étalonner.
- Sur l'écran **ÉMETTEURS**, la zone de message indique qu'il est temps d'étalonner. Appuyez sur **ÉTALONNER** pour étalonner.

Si vous avez autorisé l'application à envoyer des notifications et que vous avez activé l'alerte d'étalonnage, vous recevrez une notification lorsqu'il sera temps d'étalonner.

5.1.1 Que se passe-t-il sans étalonnage?

Si vous n'entrez pas de valeur d'étalonnage, le système continuera d'afficher les niveaux de glycémie pendant un certain temps, mais ils apparaîtront avec une bannière **GLYCÉMIE ESTIMÉE** pour indiquer que la qualité des données peut être inférieure à la normale. Les niveaux de glycémie estimés apparaissent sous forme de points gris clair sur le tableau de bord. Référez-vous à la **SECTION 6.5** pour plus de détails sur la glycémie estimée.

Glycémie estimée

REMARQUE : La bannière **GLYCÉMIE ESTIMÉE** ne signifie pas toujours que vous devez effectuer un étalonnage. Appuyez sur la bannière pour savoir pourquoi les niveaux de glycémie sont estimés. Référez-vous à la **SECTION 6.5** pour plus de détails sur la glycémie estimée.

/ 5.2 Saisir un résultat d'étalonnage

Afin d'étalonner, toutes les conditions suivantes doivent être remplies :

Afin d'étalonner, toutes les conditions suivantes doivent être remplies :

- Selon le BGM, votre glycémie se situe entre 70 et 250 mg/dL (3,9 et 13,9 mmol/L).
- Votre glycémie varie de moins de 2 mg/dL (0,11 mmol/L) par minute.
- Une session est en cours.
- Le bouton **ÉTALONNER** est activé.

Si l'une des conditions ci-dessus n'est pas remplie, le bouton **ÉTALONNER** sera désactivé et vous ne pourrez pas effectuer d'étalonnage.

1.

Effectuez un test de glycémie. Suivez les instructions de votre lecteur de glycémie pour effectuer un test de glycémie.

⚠ MISE EN GARDE

Utilisez uniquement un lecteur de glycémie utilisant le bout des doigts pour étalonner votre système. N'utilisez pas de lecture à partir d'un autre site.

2.

Dans l'application :

1. Appuyez sur le bouton **ACCUEIL**. Sur les dispositifs Android, vous devrez peut-être appuyer sur la **FLÈCHE ARRIÈRE** jusqu'à ce que les boutons du bas s'affichent.
2. Appuyez sur **ÉTALONNER**.


OU

1. Appuyez sur le bouton **DISPOSITIFS**. Sur les dispositifs Android, vous devrez peut-être appuyer sur la **FLÈCHE ARRIÈRE** jusqu'à ce que les boutons du bas s'affichent.
2. Appuyez sur **ÉMETTEURS**.
3. Appuyez sur **ÉTALONNER**.

Écran d'accueil :




Écran des Émetteurs :



3.

Sur l'écran **NOUVEL ÉTALONNAGE**, appuyez sur le champ **NOUVELLE LECTURE** et entrez la valeur de votre glycémie.



4.

Appuyez sur **ENREGISTRER**.




5.

Lorsque vous êtes invité(e) à confirmer la lecture, assurez-vous que la lecture est correcte et appuyez sur **CONFIRMER**.



6.

S'il s'agit du premier étalonnage de la session, il existe une période de collecte de données de 10 minutes pendant laquelle le système n'affiche pas les niveaux de glycémie. À la fin de la période de collecte de données, l'application commencera à afficher les niveaux de glycémie.



/ 6 Visionner les valeurs de glycémie en continu

/ 6.1 Naviguer sur l'écran d'Accueil

Vous pouvez afficher vos valeurs de glycémie en continu à l'aide de l'application GlucoMen Day. L'écran **ACCUEIL** est l'écran principal permettant de surveiller vos lectures CGM.

Dans l'application, appuyez sur le bouton **ACCUEIL**.

Sur les dispositifs Android, vous devrez peut-être appuyer sur la **FLÈCHE ARRIÈRE** jusqu'à ce que les boutons du bas s'affichent.



/ 6.2 Aperçu de l'écran d'Accueil

L'écran d'accueil est divisé en deux sections : le statut actuel (en haut) et le graphique de tendance (en bas).

Statut actuel (en haut)

La section du statut actuel affiche le niveau de glycémie et la tendance de glycémie les plus récents.

Référez-vous à la **SECTION 6.3** pour plus de détails.

A. Lecture de glycémie CGM en temps réel**B. Flèche de tendance****C. Icônes de statut****D. Bouton d'étalonnage****E. Bannière d'information**

REMARQUE : La bannière n'est pas toujours visible. Elle n'apparaît que lorsqu'il y a des informations à afficher.

**Tableau de bord (en bas)**

Le graphique de tendance affiche les valeurs de glycémie récentes.

Référez-vous à la **SECTION 6.4** pour plus de détails.


A. Zone de graphique**B. Options d'affichage du graphique**

Appuyez pour choisir la quantité de données à afficher sur le graphique de tendance.

C. Paramètres du graphique

Appuyez pour ajuster les lignes de glycémie élevée et basse et la plage cible.


REMARQUE : Vous pouvez faire pivoter l'écran d'accueil en orientation panorama pour afficher un graphique de tendance plus grand.

**/ 6.3 Statut actuel****6.3.1 Glycémie réelle**

La valeur de glycémie réelle est la mesure la plus récente du capteur CGM. L'étiquette de temps indique quand la lecture a eu lieu. La couleur de fond dépend du niveau de glycémie réel.

Couleurs de fond de l'écran d'accueil**A. Élevée (jaune)**

Le niveau de glycémie réel est supérieur au seuil de glycémie élevée définie dans **PARAMÈTRES DU GRAPHIQUE**. Référez-vous à la **SECTION 6.4.3** pour plus de détails.

**B. Entre élevée et basse (bleu)**

Le niveau de glycémie réel se situe entre les seuils de glycémie élevée et basse définies dans **PARAMÈTRES DU GRAPHIQUE**. Référez-vous à la **SECTION 6.4.3** pour plus de détails.




C. Basse (rouge)

Le niveau de glycémie réel est inférieur au seuil de glycémie basse défini dans **PARAMÈTRES DU GRAPHIQUE**. Référez-vous à la **SECTION 6.4.3** pour plus de détails.



D. Pas de glycémie (gris)

Un fond gris apparaît si l'application ne reçoit pas les valeurs de glycémie de l'émetteur ou s'il existe un problème temporaire avec le capteur empêchant l'affichage de la glycémie.



L'écran affichera :

- - - - au lieu d'un niveau de glycémie
- OU un message expliquant ce qui se passe.

⚠ MISE EN GARDE


Si l'application n'affiche pas la glycémie réelle, n'utilisez pas votre système GlucoMen Day pour prendre des décisions au sujet du traitement. Effectuez un test de glycémie avant de prendre des décisions au sujet du traitement.








🔔 IMPORTANT : Des niveaux de glycémie inférieurs à 40 mg/dL (2,2 mmol/L) sont affichés sous la forme **<40 mg/dL (<2,2 mmol/L)**. Des niveaux de glycémie supérieurs à 400 mg/dL (22,2 mmol/L) sont affichés sous la forme **>400 mg/dL (>22,2 mmol/L)**.

6.3.2 Flèche de tendance

La flèche de tendance indique l'évolution de votre glycémie. Il existe 7 flèches de tendance, chacune indiquant un taux de variation différent. L'application affiche uniquement la flèche s'il y a suffisamment de lectures pour déterminer la tendance.

Chaque fois qu'une flèche de tendance est visible, vous pouvez appuyer sur la flèche de tendance pour obtenir une description de ce qu'elle signifie.



Flèche de tendance	Signification
	Votre glycémie augmente de plus de 3,5 mg/dL (0,19 mmol/L) par minute ou plus. Vous ne pouvez pas étalonner si cette flèche est visible.
	Votre glycémie augmente à 2,5-3,5 mg/dL (0,14-0,19 mmol/L) par minute. Vous ne pouvez pas étalonner si cette flèche est visible.
	Votre glycémie augmente à 1,5-2,5 mg/dL (0,08-0,14 mmol/L) par minute.
	Votre glycémie varie de moins de 1,5 mg/dL (0,08 mmol/L) par minute.
	Votre glycémie baisse à 1,5-2,5 mg/dL (0,08-0,14 mmol/L) par minute.
	Votre glycémie baisse à 2,5-3,5 mg/dL (0,14-0,19 mmol/L) par minute. Vous ne pouvez pas étalonner si cette flèche est visible.
	Votre glycémie diminue de plus de 3,5 mg/dL (0,19 mmol/L) par minute ou plus. Vous ne pouvez pas étalonner si cette flèche est visible.




⚠ MISE EN GARDE





Si l'application n'affiche pas de flèche de tendance, n'utilisez pas votre système GlucoMen Day pour prendre des décisions en matière de traitement. Effectuez un test de glycémie avant de prendre des décisions au sujet du traitement.



IMPORTANT: Lors de l'utilisation du GlucoMen Day CGM, ayez toujours avec vous un glucomètre.

6.3.3 Icônes de statut

Les icônes de statut indiquent le statut actuel de l'étalonnage, le volume du dispositif et le signal de l'émetteur.

Icônes d'étalonnage		
Les icônes d'étalonnage indiquent s'il est temps d'étalonner ou si le système ne peut pas être étalonné maintenant.		Impossible d'étalonner maintenant.
		Temps d'effectuer un étalonnage. Ajoutez une lecture de glycémie.
		Le système est étalonné.

Icônes de volume		
Les icônes de volume indiquent le volume de votre dispositif. ⚠ MISE EN GARDE Si le volume est trop faible, vous pouvez ne pas entendre vos alertes.		Volume désactivé. Les notifications ne produiront aucun son.
		Volume réglé sur faible. Vous ne pouvez pas entendre les notifications.
		Volume réglé sur moyen.
		Volume réglé sur élevé.

Icônes de signal de l'émetteur		
Les icônes de signal de l'émetteur indiquent le statut de la connexion de l'émetteur actif.		Le signal de l'émetteur actif n'est pas détecté.
		Le signal de l'émetteur actif est détecté.

6.3.4 Bouton d'étalonnage


Appuyez sur le bouton **ÉTALONNER** lorsque vous souhaitez entrer une valeur de glycémie à partir d'un lecteur. Ce bouton est désactivé si vous ne pouvez pas étalonner pour le moment.

ÉTALONNER

Voir le **CHAPITRE 5** pour plus de détails sur l'étalonnage.

6.3.5 Bannière d'information

La bannière d'information apparaît lorsqu'il y a des informations à afficher. Dans certains cas, vous pouvez appuyer sur la bannière pour plus de détails.


 Fin de temps d'effectuer l'étalonnage

Ce qu'indique la bannière	Signification
Instructions d'insertion du capteur	Une session n'est pas en cours. Appuyez pour afficher les instructions relatives à l'insertion d'un capteur et au démarrage d'une nouvelle session.
Temps d'effectuer un étalonnage	Il est temps d'effectuer un étalonnage Appuyez sur la bannière ou sur le bouton ÉTALONNER pour entrer une valeur de glycémie à partir d'un lecteur.

Ce qu'indique la bannière	Signification
Impossible d'étalonner maintenant	Vous ne pouvez pas étalonner le système pour le moment. Appuyez sur la bannière pour savoir pourquoi vous ne pouvez pas effectuer d'étalonnage. Référez-vous à la SECTION 15.3 pour plus de détails sur les raisons pour lesquelles l'étalonnage n'est pas possible.
Enregistrement de l'étalonnage en cours	Le système enregistre la lecture d'étalonnage.
Glycémie estimée	Les niveaux de glycémie sont actuellement estimés. Appuyez sur la bannière pour plus de détails sur les raisons pour lesquelles les niveaux de glycémie sont estimés. Référez-vous à la SECTION 6.5 pour plus de détails sur la glycémie estimée.
Erreur temporaire	Quelque chose s'est mal passé et l'application ne peut pas afficher les valeurs de glycémie. C'est un problème au niveau du système qui devrait se résoudre tout seul. Contactez le service client si le problème n'est pas résolu après 1 heure.

6.3.6 Messages sur l'écran d'Accueil

Si l'application GlucoMen Day ne peut pas afficher le niveau de glycémie réel, il est possible qu'elle affiche un message indiquant ce qui se passe. Le message indique un processus en cours ou fournit des instructions pour l'étape suivante.



Message sur l'écran d'Accueil	Signification
Pas d'émetteur	Il n'y a aucun émetteur connecté à l'application. Appuyez sur Connecter l'émetteur pour CONNECTER UN ÉMETTEUR . Référez-vous à la SECTION 8.5 pour plus de détails sur la connecter un émetteur.
Connexion de l'émetteur en cours...	Le système se connecte à votre émetteur.
Activation de l'émetteur...Retirer l'émetteur [ID ÉMETTEUR] du chargeur pour l'activation.	Le système tente d'activer l'émetteur indiqué par [ID ÉMETTEUR]. Vous devez retirer l'émetteur du chargeur pour pouvoir l'activer. Référez-vous à la SECTION 8.6 pour plus de détails sur l'activation d'un émetteur.
Prêt à commencer Suivez les instructions d'insertion du capteur. Cela peut prendre 1 à 3 minutes pour détecter le capteur.	Un émetteur est connecté, mais aucune session n'a été démarrée. Voir le CHAPITRE 4 pour plus de détails sur le démarrage d'une session.
Démarrage de la session en cours...	La session est en cours de démarrage. Une barre de progression indique le temps restant avant le début de la session.
En attente d'étalonnage Ajoutez une mesure de glycémie.	Le système est prêt à être étalonné. Voir le CHAPITRE 5 pour plus de détails sur l'étalonnage.

Message sur l'écran d'Accueil	Signification
Collecte de données en cours...	Après le premier étalonnage d'une session, le système a besoin de temps pour collecter des données. Une barre de progression indique le temps restant.
Arrêt de la session en cours...	La session est en cours d'arrêt.
Le Bluetooth est désactivé Activez le Bluetooth pour utiliser votre CGM.	Le Bluetooth est désactivé. Le Bluetooth doit être activé pour que l'émetteur et l'application puissent communiquer.
Espace insuffisant Libérez de l'espace sur votre téléphone pour utiliser votre CGM.	Votre téléphone n'a plus d'espace de stockage et l'application ne peut pas afficher les mesures de glycémie. Si vous libérez de l'espace, l'application affichera les mesures de glycémie.
Signal perdu Assurez-vous que votre émetteur est à proximité. Cela peut prendre du temps pour vous reconnecter.	L'application ne détecte pas le signal de l'émetteur. Assurez-vous que l'émetteur est à proximité de l'application.

/ 6.4 Tableau de bord

6.4.1 Zone de graphique

Le tableau de bord affiche les taux de glucose récents, de sorte que vous puissiez voir vos tendances au fil du temps. L'émetteur envoie une mesure de glycémie par minute. Le CGM affiche des taux de glucose compris entre 40 et 400 mg/dL (2,2-22,2 mmol / L).

A. Temps (axe des abscisses)


B. Taux de glucose (axe des ordonnées)

C. Ligne de glucose élevée

D. ligne de glucose basse

E. et plage cible

Référez-vous à la **SECTION 6.4.3** pour plus de détails.



IMPORTANT : Les taux de glucose inférieurs à 40 mg/dL (2,2 mmol/L) sont tracés à 40 mg/dL (2,2 mmol/L). Les taux de glucose supérieurs à 400 mg/dL (22,2 mmol/L) sont tracés à 400 mg/dL (22,2 mmol/L).

REMARQUE : Si votre émetteur perd la connexion avec l'application pendant une session, il se peut que des zones vides apparaissent sur le tableau de bord. Ces zones seront remplies lorsque l'émetteur se reconnectera.

6.4.2 Options d'affichage du graphique

Les options d'affichage du graphique vous permettent de choisir la quantité de données affichée sur le tableau de bord. Vous pouvez choisir d'afficher les 1, 3, 6, 12 ou 24 dernières heures de données sur les taux de glucose. Le côté droit du graphique commence toujours par l'heure actuelle et les mesures précédentes sont tracées à gauche.



6.4.3 Paramètres du graphique

Les **PARAMÈTRES DU GRAPHIQUE** vous permettent de déplacer les lignes de glucose élevée et basse et la plage cible sur le tableau de bord.



Modification des paramètres du graphique

Accédez à **PARAMÈTRES DU GRAPHIQUE** pour modifier vos paramètres.

REMARQUE : Les paramètres dans **PARAMÈTRES DU GRAPHIQUE** affectent uniquement la manière dont les informations sont affichées sur l'écran d'**ACCUEIL** et n'affectent aucune de vos alertes. Voir le **CHAPITRE 7** pour plus de détails sur les alertes.

1.


Appuyez sur l'icône **RÉGLAGES**.



2.

Appuyez sur le paramètre que vous souhaitez modifier et effectuez vos réglages :

- Ligne de glucose élevée
- Plage cible
- Ligne de glucose basse



3.

Sur Android : Appuyez sur **OK** pour enregistrer votre sélection.
Sur iOS : Votre sélection est automatiquement enregistrée.

4.

Appuyez sur le **BOUTON PRÉCÉDENT** pour revenir à l'écran d'**ACCUEIL**.

/ 6.5 Glycémie estimée

⚠ MISE EN GARDE

Si l'application affiche une glycémie estimée et que vous présentez des symptômes de glycémie élevée ou basse, effectuez un test de glycémie avant de prendre une décision au sujet du traitement.

Il existe plusieurs raisons pour lesquelles les taux de glucose peuvent être estimés. Appuyez sur la bannière **GLYCÉMIES ESTIMÉES** pour plus de détails sur les raisons pour lesquelles la glycémie est actuellement estimée.

Message sur l'écran d'Accueil	Signification
<p>Glycémie estimée Les niveaux de glucose sont actuellement estimés car le système doit être étalonné.</p>	<p>Le système doit être étalonné.</p> <ul style="list-style-type: none"> Après le premier étalonnage : Les niveaux de glucose sont estimés si le système n'est pas étalonné dans les 6 heures suivant le début de la session. Après le deuxième étalonnage : Les niveaux de glucose sont estimés si le système n'est pas étalonné dans les 24 heures suivant le début de la session. Après tous les autres étalonnages : Les niveaux de glucose sont estimés si le système n'est pas étalonné dans les 26 heures suivant l'étalonnage précédent. <p>Une fois l'étalonnage effectué, les nouveaux taux de glucose ne seront plus estimés. Voir le CHAPITRE 5 pour plus de détails sur l'étalonnage.</p>
<p>Glycémie estimée Les taux de glucose sont actuellement estimés en raison d'un problème temporaire lié au capteur.</p>	<p>Le système détecte un problème avec le capteur. Les taux de glucose seront estimés jusqu'à ce que le système soit certain que le problème a été résolu (environ 1 heure).</p> <p>Si la bannière GLYCÉMIE ESTIMÉE est toujours visible après 1 heure, contactez le service client.</p>

/ 7 Les alertes

/ 7.1 Naviguer sur l'écran des Alertes

L'écran **ALERTES** vous permet de configurer des alertes pour savoir si un événement donné, tel qu'une hypoglycémie, nécessite votre attention.

Dans l'application, appuyez sur le bouton **ALERTES**.

Sur les dispositifs Android, vous devrez peut-être appuyer sur la **FLÈCHE ARRIÈRE** jusqu'à ce que les boutons du bas s'affichent.



/ 7.2 Aperçu de l'écran d'Alertes

L'écran **ALERTES** est divisé en trois sections principales : alertes de glycémie, alertes de dispositifs et historique des alertes.

Vous pouvez vous déplacer entre les sections en appuyant sur les onglets en haut de l'écran.

A. Paramètres d'alertes


Les onglets **GLUCOSE** et **DISPOSITIFS** vous permettent de configurer vos alertes.

- Appuyez sur **GLUCOSE** pour obtenir des alertes relatives aux taux de glucose actuels et futurs. Référez-vous à la **SECTION 7.6** pour plus de détails.
- Appuyez sur **DISPOSITIFS** pour obtenir des alertes relatives à l'émetteur ou à votre smartphone. Référez-vous à la **SECTION 7.7** pour plus de détails.

Référez-vous à la **SECTION 7.4** pour plus de détails sur la configuration des alertes.

B. Historique des alertes

L'onglet **HISTORIQUE** vous permet d'afficher une liste des alertes survenues au cours des 14 derniers jours. Référez-vous à la **SECTION 7.8** pour plus de détails.



/ 7.3 Autoriser les notifications

Si vous souhaitez que les alertes apparaissent sous forme de notifications sur votre smartphone, vous devez autoriser l'application GlucoMen Day à envoyer des notifications.

Si l'application est en arrière-plan, une alerte apparaîtra comme une notification si :

- L'application est autorisée à envoyer des notifications.
- L'alerte est activée.

REMARQUE : Si l'application est au premier plan, une alerte apparaîtra sous forme de message dans l'application.

1.

Accédez aux Réglages d'application sur votre appareil.

REMARQUE : Ceci est en dehors de l'application GlucoMen Day.

3.

Dans la liste des applications, appuyez sur l'application GlucoMen Day.

4.

Ajustez vos paramètres de notification pour permettre à l'application GlucoMen Day d'envoyer des notifications.

IMPORTANT : • L'émetteur et l'application doivent communiquer pour pouvoir recevoir des alertes. Cela nécessite que le Bluetooth soit activé.

• Si une alerte se déclenche alors que votre émetteur et votre application ne communiquent pas, l'application affiche l'alerte lorsque l'émetteur et l'application reprennent la communication si l'alerte s'applique toujours.

• Pour obtenir des instructions sur l'activation des notifications sur votre appareil, reportez-vous au manuel d'utilisation fourni avec votre smartphone.

⚠ MISE EN GARDE

Si votre smartphone est réglé sur Silencieux ou Ne pas déranger, vous risquez de manquer des alertes importantes.

/ 7.4 Configurer des alertes

L'application GlucoMen Day comprend diverses alertes que vous pouvez configurer pour vous avertir en cas d'évènement nécessitant votre attention.

Chaque alerte contient des options que vous pouvez définir pour personnaliser l'alerte. La plupart des alertes

2.

Appuyez sur **NOTIFICATIONS**.



peuvent également être activées ou désactivées.

IMPORTANT : Les alertes **BASSE URGENTE** et **BATTERIE TRÈS FAIBLE** ne peuvent pas être désactivées.

1.

Dans l'application, appuyez sur le bouton **ALERTES**.

Sur les dispositifs Android, vous devrez peut-être appuyer sur la **FLÈCHE ARRIÈRE** jusqu'à ce que les boutons du bas s'affichent.



2.

Sélectionnez le type d'alerte que vous souhaitez définir :

- Appuyez sur **GLUCOSE** pour obtenir des alertes relatives aux taux de glucose actuels et futurs. Référez-vous à la **SECTION 7.6** pour plus de détails.
- Appuyez sur **DISPOSITIFS** pour obtenir des alertes relatives à l'émetteur ou à votre smartphone. Référez-vous à la **SECTION 7.7** pour plus de détails.



3.

Appuyez sur l'alerte que vous souhaitez configurer. Chaque alerte a un titre (A) et un réglage actuel (B).

Si l'alerte est actuellement désactivée, le réglage actuel sera désactivé.

4.

Appuyez sur le commutateur pour activer ou désactiver l'alerte. Si vous désactivez l'alerte, vous ne pourrez modifier aucun des paramètres de l'alerte.

REMARQUE : Certaines alertes ne peuvent pas être désactivées.




5.

Appuyez sur le niveau d'alerte pour définir quand l'alerte se produira. Le niveau d'alerte est différent pour chaque alerte. Par exemple, si vous choisissez 250 mg/dL pour le niveau d'alerte d'hyperglycémie, **GLUCOSE SUPERIEUR À 250 mg/dL** s'affiche.

Sur Android : Appuyez sur **OK** pour enregistrer votre sélection.

Sur iOS : Votre sélection est automatiquement enregistrée.



6.

Appuyez sur le paramètre **RÉPÉTER** pour déterminer quand l'alerte se répétera si le niveau d'alerte s'applique toujours.

Sur Android : Appuyez sur **OK** pour enregistrer votre sélection.

Sur iOS : Votre sélection est automatiquement enregistrée.

REMARQUE :

- Les alertes élevées et basses projetées ne peuvent pas être reliées à un niveau d'alerte, car le niveau d'alerte est automatiquement déterminé en fonction des alertes d'hyperglycémie et d'hypoglycémie, respectivement.
- L'alerte d'étalonnage n'a pas de niveau d'alerte, car elle est définie par le moment où le système doit être étalonné.
- Les niveaux d'alerte de batterie faible et de batterie très faible ne peuvent pas être modifiés.

⚠ MISE EN GARDE

Après avoir modifié les paramètres d'alerte, il peut s'écouler un délai avant de recevoir des alertes en fonction des nouveaux paramètres. Pendant ce délai, les alertes seront basées sur les paramètres précédents. Référez-vous à la **SECTION 7.5** pour plus de détails.

/ 7.5 Indicateurs du statut de l'alerte

Les indicateurs du statut d'alerte vous permettent de savoir si l'application GlucoMen Day et le transmetteur utilisent les mêmes paramètres d'alerte et si vos paramètres de notification pourraient empêcher les alertes de se comporter comme prévu.



REMARQUE : L'état des alertes est le même pour toutes les alertes. Si au moins une alerte est modifiée, l'état est **EN COURS** jusqu'à ce que les nouveaux paramètres soient synchronisés avec l'émetteur.

États	
 Synchronisé	Les paramètres d'alerte sont synchronisés avec l'émetteur.
 En attente	Les paramètres d'alerte seront synchronisés avec l'émetteur lors de la prochaine communication entre l'application et l'émetteur. En attendant, vous pourriez recevoir des alertes en fonction de vos paramètres précédents.
 Notifications limitées	Vos paramètres de notification actuels peuvent empêcher les notifications de se produire comme prévu.

/ 7.6 Alertes de glycémie

Vous pouvez définir des alertes associées à vos taux de glucose actuels et futurs. Ces alertes vous informeront lorsque votre glycémie est élevée, basse ou en rapide évolution.

⚠ MISE EN GARDE

Consultez votre professionnel de la santé pour les mesures à prendre en cas d'hyperglycémie ou d'hypoglycémie. Suivez les conseils de votre professionnel de la santé pour augmenter ou réduire votre glycémie jusqu'à votre plage cible.

Type d'alerte	Temps de déclenchement de l'alerte	Message d'alerte *
Basse urgente	<p>Votre glycémie actuelle est inférieure à la limite minimale d'alerte basse urgente de 54 mg/dL (3,0 mmol/L). Cette alerte ne peut pas être désactivée et la limite d'alerte glycémique ne peut pas être modifiée.</p> <ul style="list-style-type: none"> Vous pouvez personnaliser le paramètre RÉPÉTER pour cette alerte. Référez-vous à la SECTION 7.4 pour plus de détails. 	<p>Alerte basse urgente Votre glucose est de 53 mg/dL.</p>
Glycémie basse	<p>Votre glycémie actuelle est inférieure à votre limite minimale d'alerte glycémique.</p> <ul style="list-style-type: none"> Vous pouvez définir l'alerte d'hypoglycémie sur 60-80 mg/dL (3,3-4,4 mmol/L). Vous pouvez personnaliser le paramètre RÉPÉTER pour cette alerte. Référez-vous à la SECTION 7.4 pour plus de détails. 	<p>Alerte d'hypoglycémie Votre glycémie est de 68 mg/dL.</p>
Glycémie élevée	<p>Votre glycémie actuelle est supérieure à votre limite d'alerte d'hyperglycémie.</p> <ul style="list-style-type: none"> Vous pouvez définir l'alerte d'hyperglycémie sur 120-350 mg/dL (6,7-19,4 mmol/L). Vous pouvez personnaliser le paramètre RÉPÉTER pour cette alerte. Référez-vous à la SECTION 7.4 pour plus de détails. 	<p>Alerte d'hyperglycémie Votre glycémie est de 257 mg/dL.</p>

Type d'alerte	Temps de déclenchement de l'alerte	Message d'alerte *
Baisse de glucose	<p>Votre taux de glucose diminue au taux de diminution sélectionné ou plus rapidement.</p> <ul style="list-style-type: none"> Vous pouvez régler le taux de diminution sur 2 ou 3 mg/dL (0,1 ou 0,2 mmol/L) par minute. Vous pouvez personnaliser le paramètre RÉPÉTER pour cette alerte. Référez-vous à la SECTION 7.4 pour plus de détails. 	<p>Alerte de baisse du glucose Votre taux de glucose est de 111 mg/dL et diminue de 3+ mg/dL par minute.</p>
Hausse du glucose	<p>Votre taux de glucose augmente au taux d'augmentation sélectionné ou plus rapidement.</p> <ul style="list-style-type: none"> Vous pouvez régler le taux d'augmentation sur 2 ou 3 mg/dL (0,1 ou 0,2 mmol/L) par minute. Vous pouvez personnaliser le paramètre RÉPÉTER pour cette alerte. Référez-vous à la SECTION 7.4 pour plus de détails. 	<p>Alerte de hausse du glucose Votre taux de glucose est de 111 mg/dL et augmente de 2 mg/dL par minute.</p>
Alerte basse projetée	<p>Si la tendance actuelle se maintient, votre glycémie sera inférieure à votre limite d'alerte d'hypoglycémie en 15 minutes. La limite d'alerte d'hypoglycémie est basée sur le taux défini pour l'alerte d'hypoglycémie.</p> <ul style="list-style-type: none"> Vous pouvez personnaliser le paramètre RÉPÉTER pour cette alerte. Référez-vous à la SECTION 7.4 pour plus de détails. 	<p>Alerte basse projetée Si la tendance actuelle se maintient, votre glycémie sera inférieure à 70 mg/dL en 15 minutes.</p>

* Les taux de glucose et les taux de changement ne sont que des exemples.

Type d'alerte	Temps de déclenchement de l'alerte	Message d'alerte *
Alerte élevée projetée	<p>Si la tendance actuelle se maintient, votre glycémie sera supérieure à votre limite d'alerte d'hyperglycémie en 15 minutes. La limite d'alerte d'hyperglycémie est basée sur le taux défini pour l'alerte d'hyperglycémie.</p> <ul style="list-style-type: none"> Vous pouvez personnaliser le paramètre RÉPÉTER pour cette alerte. Référez-vous à la SECTION 7.4 pour plus de détails. 	<p>Alerte élevée projetée</p> <p>Si la tendance actuelle se maintient, votre glycémie sera supérieure à 250 mg/dL en 15 minutes.</p>

* Les taux de glucose et les taux de changement ne sont que des exemples.

/ 7.7 Alertes de dispositifs

Les alertes de dispositifs vous permettent de savoir quand vous devez effectuer un étalonnage, quand l'émetteur ne communique plus avec l'application, quand la batterie de l'émetteur est faible et quand la capacité de stockage de votre téléphone devient faible.

⚠ MISE EN GARDE

Les alertes d'émetteur s'appliquent uniquement à l'émetteur actif. Référez-vous à la **SECTION 8.6.1** pour plus de détails sur l'émetteur actif.

Type d'alerte	Temps de déclenchement de l'alerte	Message d'alerte
Étalonnage	<p>Il est temps d'effectuer un étalonnage. Effectuez un test de glycémie avec votre glucomètre.</p> <ul style="list-style-type: none"> Vous pouvez personnaliser le paramètre RÉPÉTER pour cette alerte. Référez-vous à la SECTION 7.4 pour plus de détails. 	<p>Temps d'effectuer un étalonnage</p> <p>Introduisez une mesure de glycémie à partir de votre lecteur.</p>

Type d'alerte	Temps de déclenchement de l'alerte	Message d'alerte
Perte de signal	<p>L'application ne peut pas détecter l'émetteur. L'émetteur peut être trop éloigné de l'application ou quelque chose pourrait bloquer le signal de l'émetteur.</p> <ul style="list-style-type: none"> Vous pouvez choisir la durée de la perte de signal avant d'être alerté. Vous pouvez personnaliser le paramètre RÉPÉTER pour cette alerte. Référez-vous à la SECTION 7.4 pour plus de détails. 	<p>Signal de l'émetteur perdu</p> <p>Assurez-vous que le Bluetooth est activé et que votre émetteur est à proximité.</p>
Batterie faible	<p>La batterie de l'émetteur est faible et peut ne pas durer toute la session de 14 jours.</p> <p>Cette alerte se répète lorsque la batterie est à 30 %, 25 %, 20 %, 15 %, 10 % et 5 %.</p> <p>Cette alerte ne peut pas être désactivée.</p>	<p>Batterie de l'émetteur faible</p> <p>30 % restant.</p>
Stockage de téléphone	<p>La mémoire de votre smartphone est pleine.</p> <p>⚠ MISE EN GARDE</p> <p>Une fois que votre appareil smartphone est plein, l'application n'affiche plus les mesures de glycémie.</p> <ul style="list-style-type: none"> Vous pouvez choisir le niveau de remplissage de la mémoire de votre smartphone à partir duquel vous serez alerté. Vous pouvez personnaliser le paramètre RÉPÉTER pour cette alerte. Référez-vous à la SECTION 7.4 pour plus de détails. 	<p>Stockage de téléphone insuffisant</p> <p>Les données CGM ne seront pas sauvegardées si l'espace de stockage de votre téléphone est insuffisant.</p>

/ 7.8 Historique des alertes

Voir la Guide de l'utilisateur complet.

/ 8 Émetteurs

/ 8.1 Naviguer sur l'écran des Émetteurs

L'émetteur est un composant rechargeable qui envoie vos données de glycémie en continu à l'application via la technologie sans fil Bluetooth.

Dans l'application, vous pouvez gérer vos émetteurs sur l'écran **ÉMETTEURS**.

1.

Dans l'application, appuyez sur le bouton **DISPOSITIFS**.

Sur les dispositifs **Android**, vous devez peut-être appuyer sur la **FLÈCHE ARRIÈRE** jusqu'à ce que les boutons du bas s'affichent.



2.

Appuyez sur **ÉMETTEURS**.



/ 8.2 Aperçu de l'écran des Émetteurs

L'écran **ÉMETTEURS** vous permet de gérer vos émetteurs. Vous pouvez également arrêter manuellement une session à partir de cet écran.

L'écran **ÉMETTEUR** comprend quatre sections principales : une zone de message (**A**, cette section n'apparaît que si des informations pertinentes sont affichées), les détails de la session en cours (**B**), une liste des émetteurs disponibles (**C**) et un bouton permettant d'ajouter un nouvel émetteur (**D**). Veuillez vous référer à la **SECTION 8.3** pour plus de détails.

eurs disponibles (**C**) et un bouton permettant d'ajouter un nouvel émetteur (**D**). Veuillez vous référer à la **SECTION 8.3** pour plus de détails.

Android:



iOS:



/ 8.3 Détails de l'écran des émetteurs

8.3.1 Zone de message

Lorsqu'un message apparaît dans la zone de message, il indique un processus en cours ou fournit des instructions pour l'étape suivante.

Message à l'écran des Émetteurs	Signification
ÉTAPE SUIVANTE Aucun émetteur connecté. Ajouter un nouvel émetteur.	Il n'y a aucun émetteur connecté à l'application. Référez-vous à la SECTION 8.5 pour plus de détails sur la connecter un émetteur.

Message à l'écran des Émetteurs	Signification
Connexion de l'émetteur en cours...	Le système se connecte à votre émetteur.
Retirer l'émetteur [ID ÉMETTEUR] du chargeur pour l'activation. Activation de l'émetteur en cours...	Le système tente d'activer l'émetteur indiqué par [ID ÉMETTEUR]. Vous devez retirer l'émetteur du chargeur pour pouvoir l'activer. Référez-vous à la SECTION 8.6 pour plus de détails sur l'activation d'un émetteur.
ÉTAPE SUIVANTE Suivez les instructions d'insertion du capteur. Cela peut prendre 1 à 3 minutes pour détecter le capteur.	Un émetteur est connecté, mais aucune session n'a été démarrée. Voir le CHAPITRE 4 pour plus de détails sur le démarrage d'une session.
Démarrage de la session en cours...	La session est en cours de démarrage. Une barre de progression indique le temps qu'il vous faut avant d'effectuer l'étalonnage.
ÉTAPE SUIVANTE Temps d'effectuer un étalonnage. Introduisez une lecture de glycémie.	Voir le CHAPITRE 5 pour plus de détails sur l'étalonnage.
Enregistrement de l'étalonnage en cours...	Le système enregistre la lecture d'étalonnage.
Collecte de données en cours...	Après le premier étalonnage d'une session, le système a besoin de temps pour collecter des données. Une barre de progression indique le temps restant.
Arrêt de la session en cours...	La session est en cours d'arrêt.

8.3.2 Session en cours

La section de détails de la session en cours fournit des informations sur la session en cours.

A. Statut de la session

Le statut est Démarrée ou Non démarrée.

B. Émetteur actif

ID de l'émetteur actif.

C. Heure de début de la session en cours

D. Heure de fin de la session en cours

L'heure de fin est 14 jours après l'heure de début. L'heure de fin n'est visible que si une session est en cours.

E. Heure du dernier étalonnage

F. Bouton Étalonner

Appuyez sur le bouton pour effectuer l'étalonnage. Ce bouton sera désactivé si l'étalonnage est impossible.

G. Bouton d'arrêt

Appuyez sur le bouton pour arrêter la session. Ce bouton sera désactivé si une session n'est pas en cours.



8.3.3 Émetteurs disponibles

Cette section affiche les émetteurs connectés à l'application. L'émetteur actif est marqué d'un badge **ACTIF**.

Appuyez sur une ligne pour afficher les détails de cet émetteur.



/ 8.4 Charger un émetteur

L'émetteur est un composant rechargeable. Lorsqu'il est complètement chargé, l'émetteur peut durer toute la session de 14 jours.

1.

Placez l'émetteur dans le chargeur.



2.

Insérez l'extrémité micro USB du câble USB dans le chargeur.



3.

Insérez l'autre extrémité du câble USB dans un ordinateur.

Assurez-vous que l'ordinateur est allumé.

REMARQUE : si nécessaire, vous pouvez utiliser un adaptateur secteur AC conforme aux spécifications indiquées dans la **SECTION 16.4.5**.

Le voyant du chargeur indique l'état de l'émetteur.

Référez-vous à la **SECTION 8.4.1** pour plus de détails sur le voyant du chargeur.

Cet émetteur peut prendre jusqu'à 4 heures pour être complètement chargé.







⚠ MISE EN GARDE

Si vous souhaitez utiliser un ordinateur pour charger l'émetteur, un port USB prenant en charge un courant de charge minimal de 100 mA est requis. Consultez le manuel d'utilisation de votre ordinateur ou contactez le fabricant de l'ordinateur pour vous assurer que l'appareil répond à ces exigences. Le port USB de votre ordinateur doit être conforme à la norme 60601-1 ed. 3.1 au minimum.

8.4.1 Voyant du chargeur

Lorsque l'émetteur est sur le chargeur, le voyant (A) du chargeur indique son état.



Voyant du chargeur		Signification
	Lumière verte clignotante	L'émetteur est en cours de chargement. Cet émetteur peut prendre jusqu'à 4 heures pour être complètement chargé.
	Lumière verte fixe	L'émetteur est complètement chargé et prêt à être utilisé pour une session.
	Lumière bleue clignotante	L'émetteur est prêt à être apparié avec l'application. Cette lumière apparaît lorsque vous appuyez sur le bouton du chargeur. Référez-vous à la SECTION 8.5 pour plus de détails sur la connecter un émetteur à l'application.
	Lumière bleue fixe	L'émetteur est apparié avec succès avec l'application. Après 60 secondes, cette lumière deviendra verte (clignotante ou fixe) pour indiquer que l'émetteur est en cours de charge ou chargé.
	Lumière rouge clignotante	Durable jusqu'à 5 secondes : L'émetteur a été détecté mais ne communique pas avec le chargeur. Cela peut se produire lorsque l'émetteur est placé dans le chargeur. Durable pendant plus de 5 secondes : Une erreur est survenue. Référez-vous à la SECTION 15.6 pour plus de détails sur les erreurs de chargeur.
	Lumière rouge fixe	Une erreur est survenue. L'émetteur ne se charge pas ou ne s'est pas apparié correctement avec l'application. Référez-vous à la SECTION 15.6 pour plus de détails sur les erreurs de chargeur.

/ 8.5 Connecter un émetteur

Veuillez vous reporter à la **SECTION 3.3** pour connaître les instructions de connecter un émetteur.

/ 8.6 Activer un émetteur

Bien que vous puissiez connecter plusieurs émetteurs à l'application, un seul émetteur peut envoyer des lectures CGM à l'application. Cet émetteur est appelé émetteur actif. Il est important de comprendre quel émetteur est actif avant de démarrer une session.

Si vous n'avez qu'un seul émetteur connecté à l'application, il est automatiquement l'émetteur actif.

Si vous avez plusieurs émetteurs connectés à l'application, vous pouvez choisir lequel activer.

8.6.1 Identification de l'émetteur actif

Avant de démarrer une session, il est important de vous assurer que vous utilisez l'émetteur actif.


1. Dans l'application, appuyez sur le bouton **DISPOSITIFS**. Sur les dispositifs Android, vous devrez peut-être appuyer sur la **FLÈCHE ARRIÈRE** jusqu'à ce que les boutons du bas s'affichent.
2. Appuyez sur **ÉMETTEURS**.



3. Dans **SESSION EN COURS**, localisez l'identifiant répertorié sous **ÉMETTEURS**. C'est l'identifiant de l'émetteur actif.

OU

Dans la liste des **ÉMETTEURS DISPONIBLES**, localisez l'émetteur portant l'étiquette **ACTIF**. L'identifiant alphanumérique à 7 chiffres indiqué sur cette ligne correspond à l'identifiant de l'émetteur actif.



4.

Maintenant que vous avez identifié l'émetteur actif, vous pouvez utiliser cet émetteur pour démarrer une session.

Si vous souhaitez utiliser un autre émetteur, suivez les étapes indiquées dans la **SECTION 8.6.2** pour activer cet émetteur.

8.6.2 Activation d'un autre émetteur

Si vous souhaitez utiliser un autre émetteur que celui actuellement actif, vous devez l'activer.

1.

Identifiez l'émetteur que vous souhaitez activer.

Veillez vous référer à la **SECTION 8.6.1** si vous avez besoin d'aide pour identifier l'émetteur actif.



2.

Si l'émetteur est en cours de chargement, retirez-le du chargeur. L'émetteur ne peut pas être activé tant qu'il est dans le chargeur.

3.

Dans l'application, appuyez sur le bouton **DISPOSITIFS**.

Sur les dispositifs Android, vous devrez peut-être appuyer sur la **FLÈCHE ARRIÈRE** jusqu'à ce que les boutons du bas s'affichent.



4.

Appuyez sur **ÉMETTEURS**.




5.

Localisez l'émetteur dans la liste des **ÉMETTEURS DISPONIBLES**.

Appuyez sur la ligne de votre émetteur.

Vous pouvez identifier l'émetteur à l'aide de l'identifiant alphanumérique à 7 chiffres (A) situé en haut de l'émetteur.



6.

Appuyez sur **ACTIVER**.





7.

Si un message de confirmation apparaît, appuyez sur **ACTIVER** pour confirmer que vous voulez changer l'émetteur actif.

Votre émetteur est maintenant activé et prêt à être utilisé.

Assurez-vous que l'émetteur est complètement chargé avant de continuer. Référez-vous à la **SECTION 8.4** pour plus de détails sur le chargement de l'émetteur.



/ 8.7 Supprimer un émetteur

Supprimer un émetteur annulera la connexion entre l'émetteur et l'application. Vous ne pourrez plus utiliser l'émetteur.

Si vous souhaitez utiliser l'émetteur ultérieurement, vous devrez suivre les étapes pour connecter l'émetteur.

1.

Dans l'application, appuyez sur le bouton **DISPOSITIFS**.

Sur les dispositifs Android, vous devrez peut-être appuyer sur la **FLÈCHE ARRIÈRE** jusqu'à ce que les boutons du bas s'affichent.



3.

Localisez l'émetteur dans la liste des **ÉMETTEURS DISPONIBLES**.

Appuyez sur la ligne de votre émetteur.

Vous pouvez identifier l'émetteur à l'aide de l'identifiant alphanumérique à 7 chiffres (A) situé en haut de l'émetteur.




4.

Appuyez sur **SUPPRIMER**.

2.

Appuyez sur **ÉMETTEURS**.



5.


Lorsque le message de confirmation apparaît, appuyez sur **SUPPRIMER**.



6.

Si l'émetteur supprimé était l'émetteur actif, un message indique quel émetteur est maintenant actif.

Appuyez sur **OK**.



Pour activer un autre émetteur, référez-vous à la **SECTION 8.6**.

/ 9 Lecteurs

Lors de l'utilisation du système GlucoMen Day CGM, ayez toujours avec vous un lecteur de glycémie pour étalonner le système.

L'étalonnage peut être effectué à l'aide du système GlucoMen Day METER (fourni séparément) ou de tout lecteur de glycémie disponible dans le commerce.

/ 9.1 Naviguer sur l'écran des Lecteurs

Si vous utilisez le système GlucoMen Day METER pour mesurer votre glycémie (fourni séparément), vous pouvez connecter le lecteur à l'application afin que les mesures de glycémie soient automatiquement

transférées vers l'application et que vous puissiez les sélectionner pour un étalonnage.
 Dans l'application, vous pouvez gérer vos lecteurs sur l'écran **LECTEUR**.

1.

Dans l'application, appuyez sur le bouton **APPAREILS**.

Sur les appareils Android, vous devrez peut-être appuyer sur la **FLÈCHE ARRIÈRE** jusqu'à ce que les boutons du bas s'affichent.



2.

Appuyez sur **LECTEURS**.



/ 9.2 Aperçu de l'écran des Lecteurs

L'écran **LECTEURS** vous permet de gérer les lecteurs connectés à l'application.

L'écran **LECTEURS** comprend trois sections : un bouton pour afficher les lecteurs compatibles, une liste des lecteurs connectés et un bouton pour ajouter un nouveau lecteur.

A. Bouton LECTEURS COMPATIBLES

Ce bouton affiche une liste des lecteurs compatibles pouvant être connectés à l'application.

B. Liste des lecteurs connectés



Cette section répertorie tous les lecteurs connectés à l'application.
 Appuyez sur une ligne de lecteur pour plus de détails sur ce lecteur.

C. Bouton Ajouter un lecteur

Sur Android: Appuyez sur le bouton (+).

Sur iOS: Appuyez sur **AJOUTER UN NOUVEAU LECTEUR**.

Ce bouton vous permet d'ajouter un nouveau lecteur.
 Référez-vous à la **SECTION 9.3** pour plus de détails sur la connexion d'un lecteur.



/ 9.3 Connecter un lecteur

L'application est compatible avec le système GlucoMen Day METER, qui communique avec l'application à l'aide de la technologie sans fil Bluetooth et doit être connecté à l'application avant de pouvoir transférer les lectures à l'application. Ce processus s'appelle également l'*association*.


IMPORTANT: L'application ne s'associe qu'avec le système GlucoMen Day METER. Si vous souhaitez utiliser un autre lecteur pour étalonner le CGM, vous pouvez entrer vos lectures d'étalonnage manuellement.

Une fois que vous avez connecté votre lecteur à l'application, celui-ci enverra automatiquement vos lectures de glycémie à l'application, ce qui vous évitera de saisir manuellement votre niveau de glucose lors de l'étalonnage. Ceci est connu sous le nom de synchronisation.

Le lecteur se synchronise automatiquement lorsque:

- ✔ Vous allumez le lecteur ou effectuez un test de glycémie et éjectez la bandelette réactive.
- ✔ Le lecteur et l'application sont situés à moins de 3 mètres (10 pieds) l'un de l'autre et le Bluetooth est activé.
- ✔ L'application est ouverte. L'application peut être au premier plan ou à l'arrière-plan.

Lorsque vous étalonnez, les lectures de votre lecteur qui ont été prises au cours des 5 dernières minutes et après votre étalonnage le plus récent apparaissent sous **LECTURES RÉCENTES DU LECTEUR**.

 **IMPORTANT:** Votre lecteur GlucoMen Day METER communique avec l'application via la technologie sans fil Bluetooth. Le Bluetooth doit être activé sur votre appareil connecté pour continuer.

REMARQUE: L'application mettra à jour l'heure sur le lecteur chaque fois qu'il se synchronise.

1.

Dans l'application, appuyez sur le bouton **APPAREILS**.

Sur les appareils Android, vous devrez peut-être appuyer sur la **FLÈCHE ARRIÈRE** jusqu'à ce que les boutons du bas s'affichent.



3.

Sur Android : Appuyez sur le bouton (+).

Sur iOS : Appuyez sur **AJOUTER UN NOUVEAU LECTEUR**.

4.

Sur les appareils Android uniquement:

Selon les paramètres d'autorisation de votre appareil, l'un des messages ou tous les messages suivants peuvent s'afficher sur l'écran **NOUVEAU LECTEUR**:

- Autoriser cette application à accéder à votre position.
- Activer l'emplacement.
- Autoriser le Bluetooth.

Si l'un de ces messages apparaît, appuyez dessus et suivez les instructions pour activer les autorisations.

MISE EN GARDE

Toutes ces autorisations doivent être activées pour pouvoir se connecter à un lecteur.

2.

Appuyez sur **LECTEURS**.

Si vous ne savez pas quels lecteurs sont compatibles avec l'application, appuyez sur **LECTEURS COMPATIBLES** pour afficher une liste des lecteurs compatibles.



5.

La partie supérieure de l'écran **NOUVEAU LECTEUR** affiche des instructions détaillées pour connecter le lecteur à l'application. Après avoir effectué chaque étape, balayez vers la gauche pour afficher l'étape suivante. Après avoir suivi les instructions à l'écran, lorsque votre lecteur apparaît sous **LECTEURS DÉTECTÉS**, appuyez sur la ligne correspondant à votre lecteur. Vous pouvez identifier le lecteur à l'aide des 4 derniers chiffres du numéro de série situé à l'arrière du lecteur.

6.

Lorsque la demande *d'association Bluetooth* apparaît dans l'application, entrez le code PIN à 6 chiffres affiché sur le lecteur.

Appuyez sur **ASSOCIER**.

/ 9.4 Supprimer un lecteur

Supprimer un lecteur annulera la connexion entre le lecteur et l'application. Vous ne pourrez plus transférer les lectures du lecteur à l'application.

Si vous souhaitez utiliser le lecteur ultérieurement, vous devrez suivre les étapes pour connecter le lecteur.

1.

Dans l'application, appuyez sur le bouton **APPAREILS**.

Sur les appareils Android, vous devrez peut-être appuyer sur la **FLECHE ARRIÈRE** jusqu'à ce que les boutons du bas s'affichent.



2.

Appuyez sur **LECTEURS**.




3.

Repérez le lecteur dans la liste des lecteurs.

Appuyez sur la ligne de votre lecteur.

Vous pouvez identifier le lecteur à l'aide du numéro de série situé à l'arrière du lecteur.



4.

Appuyez sur **SUPPRIMER**.



5.

Quand le message de confirmation apparaît, appuyez sur **SUPPRIMER**.



/ 10 Info

/ 10.1 Naviguer sur l'écran Info

L'application comprend une section **INFO** dans laquelle vous pouvez afficher un rapport de synthèse de la glycémie, exporter vos données brutes et trouver des informations utiles, telles que des instructions pour l'insertion des capteurs et le guide complet de l'utilisateur.

Dans l'application, appuyez sur le bouton **INFO**.

Sur les dispositifs Android, vous devrez peut-être appuyer sur la **FLÈCHE ARRIÈRE** jusqu'à ce que les boutons du bas s'affichent.



/ 10.2 Rapport périodique de la glycémie

Le rapport périodique de la glycémie vous permet de créer et de partager un rapport de vos données de glycémie des 28 derniers jours.

1.

Dans l'application, appuyez sur le bouton **INFO**.

Sur les dispositifs Android, vous devrez peut-être appuyer sur la **FLÈCHE ARRIÈRE** jusqu'à ce que les boutons du bas s'affichent.



3.

Sélectionnez la plage de dates pour laquelle vous souhaitez créer un rapport.

2.

Appuyez sur **APERÇU DE GLYCÉMIE**.



4.

Appuyez sur **CRÉER UN RAPPORT** pour créer un rapport PDF pour la plage de dates sélectionnée.



6.

Sélectionnez une option pour envoyer par courrier électronique ou enregistrer le rapport. Les options de partage peuvent varier en fonction de votre smartphone.

5.

Une fois le rapport affiché, appuyez sur le bouton **PARTAGER**.

Android: iOS



/ 10.3 Rapport de données au format CSV

L'exportation de données CSV vous permet d'exporter un fichier CSV (valeurs séparées par des virgules) contenant vos données CGM.

1.

Dans l'application, appuyez sur le bouton **INFO**.

Sur les dispositifs Android, vous devrez peut-être appuyer sur la **FLÈCHE ARRIÈRE** jusqu'à ce que les boutons du bas s'affichent.



4.

Appuyez sur **CRÉER UN RAPPORT** pour créer un rapport CSV pour la plage de dates sélectionnée.



2.

Appuyez sur **EXPORTER LES DONNÉES CSV**.

3.

Sélectionnez la plage de dates pour laquelle vous souhaitez créer un rapport.

5.

Une fois le rapport créé, appuyez sur le bouton **PARTAGER**.

Android: iOS



6.

Sélectionnez une option pour envoyer par courrier électronique ou enregistrer le rapport. Les options de partage peuvent varier en fonction de votre smartphone.

/ 10.4 Instructions d'insertion du capteur

Voir la Guide de l'utilisateur complet.

/ 10.5 Instructions de retrait du capteur

Voir la Guide de l'utilisateur complet.

/ 10.6 Icônes et couleurs

Voir la Guide de l'utilisateur complet.

/ 10.7 FAQ

Voir la Guide de l'utilisateur complet.

/ 10.8 Guide de l'utilisateur complet

La section **GUIDE DE L'UTILISATEUR COMPLET** fournit une version numérique du guide de l'utilisateur du système GlucoMen Day CGM.

1.

Dans l'application, appuyez sur le bouton **INFO**.

Sur les dispositifs Android, vous devrez peut-être appuyer sur la **FLÈCHE ARRIÈRE** jusqu'à ce que les boutons du bas s'affichent.



2.

Appuyez sur **GUIDE DE L'UTILISATEUR COMPLET**.

3.

Le guide d'utilisateur est disponible en plusieurs langues. Sélectionnez la langue que vous souhaitez.

- Les guides répertoriés sous **GUIDES TÉLÉCHARGÉS** sont stockés localement et ne nécessitent pas de connexion réseau pour être visionnés.
- Les guides répertoriés sous **GUIDES DISPONIBLES** nécessitent une connexion réseau pour pouvoir être téléchargés et visionnés.

/ 10.9 Service client

1.

Dans l'application, appuyez sur le bouton **INFO**.

Sur les dispositifs Android, vous devrez peut-être appuyer sur la **FLÈCHE ARRIÈRE** jusqu'à ce que les boutons du bas s'affichent.

2.

Appuyez sur **SERVICE CLIENT**.



3.

Les informations du service client sont répertoriées par pays. Recherchez les informations de contact du service client de votre pays.

/ 10.10 Juridique

La rubrique Juridique fournit un accès aux documents légaux et aux accords concernant l'App GlucoMen Day CGM.

1.

Dans l'App tapez sur **INFO**.

Sur les appareils Android, il se peut que vous deviez cliquer sur la **FLÈCHE RETOUR** jusqu'à faire apparaître les boutons d'accès en bas de l'écran.

2.

Cliquez sur les documents légaux que vous souhaitez consulter.

/ 11 Profil

/ 11.1 Naviguer sur l'écran du Profil

L'écran du Profil vous permet de modifier les informations de votre compte, telles que le nom et le pays.

Dans l'application, appuyez sur le bouton **PROFIL**.

Sur les dispositifs Android, vous devrez peut-être appuyer sur la **FLÈCHE ARRIÈRE** jusqu'à ce que les boutons du bas s'affichent.



/ 11.2 Modification des données personnelles

Vous pouvez modifier votre nom, année de naissance, sexe et type de diabète.

/ 11.3 Changer de pays

Le pays sélectionné dans le **PROFIL** détermine les unités de glucose utilisées dans l'application (mg / dL ou mmol / L).

1.

Dans l'application, appuyez sur le bouton **PROFIL**.
Sur les dispositifs Android, vous devrez peut-être appuyer sur la **FLECHE ARRIERE** jusqu'à ce que les boutons du bas s'affichent.



2.

Appuyez sur le champ **PAYS**.

REMARQUE : Si votre application ne prend en charge qu'un pays, vous ne pourrez pas sélectionner ce champ.



3.


Sélectionnez votre pays.

Sur Android : Appuyez sur **OK** pour enregistrer votre sélection.

Sur iOS : Votre sélection est enregistrée automatiquement.

4.

Si vous sélectionnez un pays qui utilise des unités de glucose différentes de celles utilisées dans votre pays actuel, vous verrez un message vous informant que les unités de glucose de l'application vont changer.



Appuyez sur **MODIFIER** pour changer votre pays.

L'application affichera les valeurs de glucose dans les unités du pays sélectionné (mg/dL ou mmol/L).

/ 11.4 Changer votre adresse email

Votre adresse email est utilisée pour vous connecter via votre compte et aussi pour des communications importantes sur votre CGM.

1.

Dans l'App tapez sur le bouton **PROFIL**.

Sur les appareils Android, il se peut que vous deviez cliquer sur la **FLECHE RETOUR** jusqu'à faire apparaître les boutons d'accès en bas de l'écran.


2.

Cliquez dans le champs **EMAIL**.




4.

Saisissez une seconde fois cette adresse.



3.

Entrez la nouvelle adresse email que vous souhaitez utiliser.



5.

Entrez votre mot de passe actuel.



6.

Tapez **SAUVEGARDER**.



Si vous avez oublié votre mot de passe, voir **SECTION 11.6** pour la réinitialisation du mot de passe.

REMARQUE: cliquez sur l'icône (👁) pour afficher ou masquer votre mot de passe.

/ 11.5 Changer votre mot de passe

Un bon mot de passe est important pour sécuriser vos données de santé. Il est recommandé de changer votre mot de passe régulièrement et particulièrement si vous pensez que votre mot de passe a pu être compromis.

1.

Dans l'App, cliquez sur le bouton **PROFIL**.

Sur les appareils Android, il se peut que vous deviez cliquer sur la **FLECHE RETOUR** jusqu'à faire apparaître les boutons d'accès en bas de l'écran.

2.

Cliquez dans les champs **MOT DE PASSE**.

4.

Entrez un nouveau mot de passe.

Les mots de passe doivent avoir au moins 8 caractères. REMARQUE: cliquez sur l'icône (👁️) pour afficher ou masquer votre mot de passe.

/ 11.6 Réinitialiser votre mot de passe

Si vous avez oublié votre mot de passe, vous pouvez le réinitialiser et en créer un nouveau.

1.

Cliquez sur **MOT DE PASSE OUBLIE?**

Le bouton **MOT DE PASSE OUBLIE?** apparaît lorsque:

- Vous vous connectez dans votre compte (**SECTION 3.3**)
- Vous changez votre adresse email (**SECTION 11.4**)
- Vous changez votre mot de passe (**SECTION 11.5**)

2.

Sur l'écran **REINITIALISER LE MOT DE PASSE**, si votre adresse mail ne s'affiche pas, cliquez dans les champs **EMAIL** et tapez l'adresse mail associée à votre compte.

4.

Entrez ce code d'activation dans les champs **CODE**.

3.

Tapez **RECEVOIR UN CODE D'ACTIVATION**.

Un code d'activation va être envoyé à votre adresse email.

5.

Entrez ensuite un nouveau mot de passe dans les champs **NOUVEAU MOT DE PASSE**.

Les mots de passe doivent avoir au moins 8 caractères. REMARQUE: cliquez sur l'icône (👁️) pour afficher ou masquer votre mot de passe.

6.

Tapez **SAUVEGARDER**.

/ 11.7 Paramètres de communication email


Les paramètres de **COMMUNICATION EMAIL** vous permettent d'opter pour certaines communications email.

1.

Dans l'App cliquez sur le bouton **PROFIL**.

2.

Dans la section **COMMUNICATION EMAIL**, activez ou désactivez chaque option avec le bouton.



/ 11.8 Partage de données avec WaveForm

Lorsque vous créez un compte pour utiliser GlucoMen Day CGM App, vos données sont sauvegardées sur les serveurs sécurisés de WaveForm.

Si vous préférez utiliser l'App sans partager vos données, vous en avez la possibilité. Dans ce cas, vos données sont sauvegardées uniquement dans votre smartphone et ne peuvent pas être récupérées sur le serveur en cas de problème avec votre smartphone.

Cependant, certaines fonctionnalités de GlucoMen Day App requièrent le partage des données.

Ces fonctionnalités ne pourront pas être disponibles tant que vous n'autoriserez pas **PARTAGE DES DONNEES AVEC WAVEFORM**.

1.

Dans l'App cliquez sur le bouton **PROFIL**.

2.

Cliquez sur le bouton à côté de **PARTAGE DES DONNEES AVEC WAVEFORM** pour choisir de partager les données.

Cliquez **LIRE L'ACCORD COMPLET**.



/ 11.9 Analyses

La section **ANALYSES** vous permet d'opter pour le partage ou non d'analyses de l'App.

Les données analytiques sont rendues anonymes et ne peuvent donc pas être utilisées pour vous identifier.

1.

Dans l'App, cliquez sur le bouton **PROFIL**.

Sur les appareils Android, il se peut que vous deviez cliquer sur la **FLECHE RETOUR** jusqu'à faire apparaître les boutons d'accès en bas de l'écran.

2.

Dans la section **ANALYSES**, cliquez sur le bouton à côté de **PARTAGE DES ANALYSES DE L'APP** pour choisir de partager ou non les données analytiques.

Cliquez sur **CONFIDENTIALITE** pour savoir comment les données sont collectées et traitées.



IMPORTANT: L'App GlucoMen Day CGM stocke sur votre smartphone des informations sensibles liées à la santé. Nous vous recommandons de tenir votre appareil à jour avec la dernière version de iOS ou Android afin d'assurer le plus haut niveau de sécurité. Pour des mesures supplémentaires de protection définissez et utilisez un mot de passe sur votre smartphone.

/ 12 Arrêter une session

/ 12.1 Arrêter automatiquement une session

Votre capteur GlucoMen Day CGM dure 14 jours. Après 14 jours, la session CGM s'arrête automatiquement.

Une session peut s'arrêter automatiquement pour d'autres raisons :

- Le système détecte un problème avec le capteur.
- Vous activez un autre émetteur.
- Vous retirez l'émetteur et le placez dans le chargeur.

1.

Dans l'application, vous verrez un message indiquant que la session est terminée.

Appuyez sur **INSTRUCTIONS DE RETRAIT DU CAPTEUR** pour plus d'informations sur le retrait du capteur.

OU Appuyez sur **OK**.

REMARQUE : Le message **SESSION TERMINÉE** peut inclure des informations sur la raison de la fin de la session.



Une fois la session terminée, vous devez retirer le capteur et placer l'émetteur dans le chargeur.

Référez-vous au **CHAPITRE 13** pour plus de détails sur le retrait du capteur.

/ 12.2 Arrêter manuellement une session

Si vous choisissez d'arrêter une session avant la fin des 14 jours, vous devrez l'arrêter manuellement.

Raisons pour lesquelles vous souhaitez peut-être arrêter une session plus tôt :

- Procédure médicale (IRM, tomodensitométrie, etc.).
- Vous avez des douleurs, une sensibilité ou un gonflement au site d'insertion du capteur.
- Par commodité : vous pouvez choisir d'arrêter la session plus tôt si nécessaire.

1.

Dans l'application, appuyez sur le bouton **DISPOSITIFS**.

Sur les dispositifs Android, vous devrez peut-être appuyer sur la **FLÈCHE ARRÈRE** jusqu'à ce que les boutons du bas s'affichent.



2.

Appuyez sur **ÉMETTEURS**.

Appuyez sur **ARRÊTER**.



4.

Dans l'application, vous verrez un message indiquant que la session est terminée.

Appuyez sur **INSTRUCTIONS DE RETRAIT DU CAPTEUR** pour plus d'informations sur le retrait du capteur.

OU Appuyez sur **OK**.

3.

Lorsque le message de confirmation apparaît, appuyez sur **ARRÊTER LA SESSION**.



Une fois la session terminée, vous devez retirer le capteur et placer l'émetteur dans le chargeur.

Référez-vous au **CHAPITRE 13** pour plus de détails sur le retrait de votre capteur.

/ 13 Retirer un capteur

Une fois une session terminée, vous devez retirer le capteur et placer l'émetteur dans le chargeur.



⚠ MISE EN GARDE

- Le capteur est destiné à un usage unique, jusqu'à 14 jours. Ne réutilisez pas le capteur et ne l'utilisez pas au-delà de 14 jours.
- Ne retirez pas l'émetteur lorsque l'ensemble du capteur est fixé sur vous.

1.


Retirez le patch adhésif du capteur, en commençant à l'extrémité la plus proche de la face arrière plate de l'émetteur. Décollez le patch de votre corps.

Retirer par cette extrémité



2.

Après le retrait, repliez les côtés du patch adhésif du capteur pour recouvrir le capteur.




3.

Tirez sur la languette de dégagement de l'émetteur.



4.

Soulevez l'émetteur pour l'éloigner du patch adhésif du capteur.



5.

Placez l'émetteur dans le chargeur.

Assurez-vous que l'émetteur est complètement chargé avant de le réutiliser.




Référez-vous à la **SECTION**

8.4 pour plus de détails sur le chargement de l'émetteur.

6.

Jetez le patch adhésif du capteur usagé comme un déchet médical.



⚠ MISE EN GARDE

Ne jetez pas votre émetteur.

/ 14 Limitations

/ 14.1 Quand utiliser votre glucomètre pour les décisions de traitements

Vous pouvez utiliser votre GlucoMen Day CGM pour prendre des décisions thérapeutiques sans passer de test de glycémie. Bien que dans la plupart des cas, vous puissiez utiliser votre GlucoMen Day CGM pour prendre des décisions thérapeutiques, il est important de comprendre les situations dans lesquelles vous devez effectuer un test de glycémie avant de prendre une décision thérapeutique.

 **IMPORTANT** : Lors de l'utilisation du GlucoMen Day CGM, ayez toujours avec vous un glucomètre.

Quand utiliser votre glucomètre	Pourquoi devez-vous utiliser votre glucomètre ?
Vous présentez des symptômes d'hypoglycémie ou vos symptômes ne correspondent pas au taux de glucose affiché sur le CGM.	Si le taux de glucose sur le CGM ne correspond pas à vos symptômes, vous devez effectuer un test de glycémie à l'aide de votre glucomètre et traiter en conséquence.
Vous remettez en question le taux de glucose affiché sur le CGM.	Si le taux de glucose affiché sur le CGM ne correspond pas à ce que vous attendiez, effectuez un test de glycémie pour vous assurer de prendre la bonne décision thérapeutique.
Votre CGM n'affiche pas le taux de glucose actuel.	Si le CGM n'affiche pas de taux de glucose, le seul moyen de connaître votre taux de glucose actuel est d'effectuer un test de glycémie avec votre glucomètre.
Votre CGM n'affiche pas de flèche de tendance.	Si le CGM n'affiche pas de flèche de tendance, il ne dispose pas d'assez d'informations pour fournir une tendance et ne doit pas être utilisé pour les décisions thérapeutiques.

Quand utiliser votre glucomètre	Pourquoi devez-vous utiliser votre glucomètre ?
Votre CGM affiche la glycémie estimée (la bannière GLYCÉMIE ESTIMÉE apparaît).	Si le CGM affiche la glycémie estimée, la qualité de ses lectures peut être inférieure à celle habituelle. Effectuez un test de glycémie pour vous assurer de prendre la bonne décision thérapeutique.

/ 14.2 Voyager avec votre GlucoMen Day CGM

Lorsque vous voyagez avec votre GlucoMen Day CGM, vous pouvez rencontrer des situations qui nécessitent une attention particulière. Celles-ci incluent les contrôles de sécurité et les déplacements en avion.

Le système GlucoMen Day a été testé à une altitude de 3 048 mètres (10 000 pieds).

Ce que vous rencontrez	Pourquoi vous avez besoin de savoir
Détecteur de métaux	Vous pouvez porter votre GlucoMen Day CGM en toute sécurité lorsque vous passez par des détecteurs de métaux.
Scanner corporel	L'utilisation du GlucoMen Day CGM n'a pas été étudiée dans les scanners corporels. Demandez une méthode de contrôle différente, telle que le contrôle à main ou la fouille par palpation et l'inspection visuelle.
Rayon X	L'utilisation du GlucoMen Day CGM n'a pas été étudiée dans les rayons X. Demandez une méthode de contrôle différente, telle que l'inspection visuelle.
Dans un avion	Vous pouvez utiliser votre GlucoMen Day CGM en toute sécurité dans un avion. Vous continuez à recevoir les mesures CGM aussi longtemps que le Bluetooth est activé sur votre smartphone avec ce dernier en mode avion.

/ 15 Dépannage

/ 15.1 Problèmes de lecture de la glycémie en continu

Problème	Solution
Les lectures CGM ne sont pas affichées sur l'écran d' ACCUEIL	<p>Si l'écran d'ACCUEIL affiche un message au lieu d'une lecture de glycémie, référez-vous à la SECTION 6.3.6 pour plus de détails sur le message.</p> <p>Si l'écran d'ACCUEIL indique - - - au lieu d'un taux de glucose :</p> <ul style="list-style-type: none"> Vous devrez peut-être effectuer un étalonnage. Appuyez sur ÉTALONNER ou sur la bannière TEMPS D'EFFECTUER UN ÉTALONNAGE (si elle est visible) pour effectuer l'étalonnage. Voir le CHAPITRE 5 pour plus de détails sur l'étalonnage.
	<ul style="list-style-type: none"> Votre émetteur a peut-être perdu la communication avec l'application. Assurez-vous que l'émetteur et l'application sont situés à moins de 3 mètres (10 pieds) l'un de l'autre et que le Bluetooth est activé. Assurez-vous que l'écran d'ACCUEIL affiche une coche à l'intérieur de l'icône du signal de l'émetteur. Il peut y avoir un problème de capteur temporaire. Lorsque cela se produit, l'heure sur l'écran d'ACCUEIL sera mise à jour, mais les taux de glucose ne seront pas affichés. Le problème se résout généralement de lui-même et, une fois résolu, les taux de glucose recommenceront à s'afficher.
Données manquantes sur le tableau de bord de l'écran d' ACCUEIL	Si votre transmetteur et votre application perdent la communication, il peut y avoir des données manquantes car les lectures n'ont pas été envoyées à l'application. Une fois la communication rétablie, le manque peut être comblé si l'émetteur a collecté des données pendant cette période.

Problème	Solution
Les lectures CGM sont considérablement différentes des lectures du glucomètre	Le GlucoMen Day CGM mesure les taux de glucose dans le liquide interstitiel qui entoure les cellules du corps, tandis que les glucomètres mesurent les taux de glucose dans le sang. Ces deux taux de glucose peuvent être différents car généralement, le glucose se déplace d'abord dans les vaisseaux sanguins et les capillaires, puis dans le liquide interstitiel. Cela signifie qu'il peut y avoir une différence entre le changement des taux de glucose dans le sang et le changement des taux de glucose dans le liquide interstitiel. Cette différence peut être plus prononcée lorsque votre glycémie évolue rapidement.
L'écran d' ACCUEIL affiche une bannière GLYCÉMIE ESTIMÉE	Référez-vous à la SECTION 6.6 pour plus de détails sur la glycémie estimée.
L'écran d' ACCUEIL indique > 400 mg/dL (> 22,2 mmol/L)	Le CGM affiche uniquement les taux de glucose de 40 à 400 mg/dL (2,2 à 22,2 mmol/L). Des taux de glucose supérieurs à 400 mg/dL sont affichés sous la forme > 400 mg/dL (> 22,2 mmol/L) .
L'écran d' ACCUEIL indique < 40 mg/dL (< 2,2 mmol/L)	Le CGM affiche uniquement les taux de glucose de 40 à 400 mg/dL (2,2 à 22,2 mmol/L). Des taux de glucose inférieurs à 40 mg/dL sont affichés sous la forme < 40 mg/dL (< 2,2 mmol/L) .
Les mesures de glucose sont dans la mauvaise unité de mesure (mg/dL ou mmol/L)	Les unités de glucose de l'application sont déterminées par le pays sélectionné sous PROFIL . Référez-vous à la SECTION 11.2 pour plus de détails sur la modification de votre pays.

/ 15.2 Problèmes d'alerte

Problème	Solution
Ne pas recevoir d'alertes	<p>Essayez la solution suivante :</p> <ul style="list-style-type: none"> Assurez-vous que l'alerte est activée. Référez-vous à la SECTION 7.4. Assurez-vous d'avoir autorisé les notifications sur votre smartphone. Référez-vous à la SECTION 7.3. Assurez-vous qu'une session est en cours. Référez-vous au chapitre 4.

/ 15.3 Problèmes d'étalonnage

Il y a des moments où l'étalonnage est impossible.

Le tableau suivant décrit les problèmes courants qui vous empêchent d'effectuer l'étalonnage.

Problème	Solution
Bouton ÉTALONNER désactivé	<p>Le bouton ÉTALONNER est désactivé lorsque l'étalonnage est impossible.</p> <p>Il est possible que vous ne puissiez pas effectuer l'étalonnage pour plusieurs raisons :</p> <ul style="list-style-type: none"> Votre glycémie change de plus de 2 mg/dL (0,11 mmol/L) par minute. Cela correspond à une flèche de tendance qui pointe vers le haut ou vers le bas sur l'écran d'ACCUEIL. Le courant de votre capteur change plus que la valeur acceptable. Un autre processus est en cours, tel que la période de stabilisation du capteur. Vous êtes dans les 6 premières heures de la session et avez déjà effectué un étalonnage. La session n'a pas commencé. <p>Sur l'écran d'ACCUEIL, appuyez sur la bannière IMPOSSIBLE D'ÉTALONNER MAINTENANT (si elle est visible) pour obtenir des informations sur les raisons pour lesquelles l'étalonnage est impossible.</p>

Problème	Solution
Le bouton ENREGISTRER est désactivé sur l'écran NOUVEL ÉTALONNAGE .	<p>Le bouton ENREGISTRER est désactivé si :</p> <ul style="list-style-type: none"> Vous n'avez pas entré manuellement une mesure de glycémie. OU si votre mesure de glycémie entrée manuellement est en dehors de la plage de 70-250 mg/dL (3,9-13,9 mmol/L). <p>Si vous n'avez pas entré une mesure de glycémie, entrez-en une.</p> <p>Si votre glycémie est en dehors de 70-250 mg/dL, attendez que votre glycémie soit dans la plage de 70-250 mg/dL avant d'essayer de procéder à l'étalonnage. Suivez les instructions de votre professionnel de santé pour augmenter ou baisser votre glycémie si nécessaire.</p>
Le message ERREUR D'ÉTALONNAGE apparaît.	<p>Vous avez introduit une lecture d'étalonnage que le système ne peut pas accepter, car la différence entre la lecture du glucomètre et la lecture du CGM est trop importante.</p> <p>Vous attendez attentivement les instructions de l'application, qui vous inviteront à effectuer des étalonnages supplémentaires (lesquels seront éventuellement acceptés par le système).</p> <p>Le nombre d'étalonnages supplémentaires dépend du nombre d'heures que vous passez dans la session :</p> <ul style="list-style-type: none"> Au cours des 48 premières heures, vous devrez effectuer un étalonnage supplémentaire. Après 48 heures, vous devrez peut-être effectuer jusqu'à trois étalonnages supplémentaires après le message d'erreur initial. <p>Ce message peut également apparaître si la lecture d'étalonnage ne peut pas être utilisée car le système a détecté un problème temporaire avec le capteur.</p>
Message : Assurez-vous que vos mains sont propres et sèches et refaites le test dans 10 minutes.	

Problème	Solution
<p>Le message ERREUR D'ÉTALONNAGE apparaît.</p> <p>Message : Attendez au moins une heure avant de réessayer.</p>	<p>Vous avez introduit une lecture d'étalonnage que le système ne peut pas accepter, car la différence entre la lecture du glucomètre et la lecture du CGM est trop importante.</p> <p>Suivez attentivement les instructions de l'application, qui vous inviteront à effectuer des étalonnages supplémentaires (lesquels seront éventuellement acceptés par le système).</p>
<p>Le message ERREUR D'ÉTALONNAGE apparaît.</p> <p>Message : La lecture d'étalonnage a plus de 5 minutes. Veuillez réessayer.</p>	<p>La lecture d'étalonnage ne peut pas être utilisée, car la lecture du glucomètre a plus de 5 minutes. Cela peut se produire si l'application perd la connexion avec l'émetteur et ne peut pas envoyer immédiatement la lecture d'étalonnage.</p> <p>Refaites le test.</p>
<p>La lecture d'étalonnage n'est pas acceptée après avoir appuyé sur ENREGISTRER.</p>	<p>Dans de rares cas, votre lecture d'étalonnage peut ne pas être acceptée après avoir appuyé sur ENREGISTRER.</p> <p>Il est possible que vous ne puissiez pas effectuer l'étalonnage pour plusieurs raisons :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Votre glycémie change de plus de 2 mg/dL (0,11 mmol/L) par minute. Cela correspond à une flèche de tendance qui pointe vers le haut ou vers le bas sur l'écran d'ACCUEIL. • Le courant de votre capteur change plus que la valeur acceptable. <p>Si l'un des cas ci-dessus s'applique, l'application affichera le message IMPOSSIBLE D'EFFETUER UN ÉTALONNAGE, expliquant pourquoi elle ne peut pas enregistrer la lecture. Vous devrez peut-être attendre que votre glycémie se stabilise avant de pouvoir effectuer l'étalonnage.</p>

/ 15.4 Problèmes liés au capteur

Problème	Solution
Espace entre l'outil d'insertion du capteur et l'ensemble capteur	<p>S'il y a un espace, l'outil d'insertion du capteur n'est pas correctement fixé à l'ensemble capteur et ne peut pas être utilisé pour insérer le capteur.</p> <p>Référez-vous à la SECTION 15.7 pour réduire l'espace et rattacher l'ensemble capteur à l'outil d'insertion du capteur.</p>
Le patch adhésif du capteur ne colle pas à la peau	<ul style="list-style-type: none"> • Avant l'insertion, assurez-vous que le site est correctement nettoyé et séché. Référez-vous à la SECTION 4.3 pour les instructions de nettoyage. • Si vous remarquez que les bords du patch adhésif s'effilochent ou ne collent pas à votre peau, appliquez le patch supplémentaire (SECTION 15.7) ou du ruban médical sur les bords pour sécuriser le patch.
Capteur cassé	Si le filament du capteur semble être rompu, contactez le service client pour déterminer la marche à suivre appropriée.
Gêne ou irritation sur le site d'insertion ou lors de l'insertion du capteur	<p>Vous ne devez insérer le capteur que sur votre abdomen ou sur le bas. Référez-vous à la SECTION 4.2 pour plus de détails sur le choix d'un site d'insertion.</p> <p>Demandez à votre professionnel de la santé quel est le meilleur site d'insertion du capteur et quel rythme de rotation vous convient. Bien que cela soit peu probable, des saignements, des gonflements, des ecchymoses ou des infections au site d'insertion du capteur sont possibles.</p> <p>Si l'un de ces problèmes survient, demandez conseil à votre professionnel de santé.</p>

Problème	Solution
Le capteur ne fonctionne pas après avoir été immergé dans l'eau	Si le problème persiste après une heure, arrêtez la session, retirez le capteur et insérez un nouveau capteur pour démarrer une nouvelle session.
Le message ÉTAT DU CAPTEUR apparaît. Message : Votre capteur est-il toujours inséré ?	Si le capteur est inséré, sélectionnez OUI et la session se poursuivra. Si le capteur n'est toujours pas détecté après 2 heures, la session se termine automatiquement. Si le capteur n'est pas inséré, sélectionnez NON pour arrêter la session.

/ 15.5 Problèmes liés à l'émetteur

Problème	Solution
Impossible de connecter un émetteur à l'application	Vérifiez les points suivants : <ul style="list-style-type: none"> • L'émetteur est dans le chargeur. • L'émetteur et l'application sont situés à moins de 3 mètres (10 pieds) l'un de l'autre et le Bluetooth est activé. <p>Si l'émetteur a déjà été connecté à votre smartphone, mais ne l'est plus maintenant :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Accédez aux paramètres de Bluetooth sur votre smartphone (pas dans l'application GlucoMen Day). 2. Consultez la liste des dispositifs appariés. Si l'émetteur est répertorié, supprimez-le. 3. Réessayez l'appariement. Référez-vous à la SECTION 8.5 pour plus de détails.
L'émetteur ne figure pas en tant qu' ÉMETTEUR DISPONIBLE	L'émetteur et l'application ne sont pas connectés. Référez-vous à la SECTION 8.5 pour plus de détails sur la connecter un émetteur.
Impossible d'activer un émetteur	Vérifiez les points suivants : <ul style="list-style-type: none"> • L'émetteur est-il dans le chargeur ? L'émetteur ne peut pas être activé tant qu'il est dans le chargeur. • L'émetteur et l'application se trouvent-ils à moins de 3 mètres (10 pieds) l'un de l'autre et le Bluetooth est-il activé ?

Problème	Solution
Impossible de démarrer une session	Lorsque vous avez inséré un nouveau capteur, il faudra 1 à 3 minutes pour que l'application détecte le capteur. Raisons pour lesquelles une session peut ne pas démarrer : <ul style="list-style-type: none"> • Il y a un problème avec le capteur. Suivez les instructions du CHAPITRE 13 pour retirer le capteur.
La session s'est achevée trop tôt	La session se trop termine tôt si : <ul style="list-style-type: none"> • Il y a un problème avec le capteur qui ne peut pas être corrigé. • OU le système détecte que le capteur a peut-être été retiré et, lorsque vous y êtes invité, confirmez que le capteur n'est plus inséré. <p>Suivez les instructions du CHAPITRE 13 pour retirer le capteur.</p> <p>Contactez le service client pour plus d'informations.</p>
La batterie de l'émetteur est faible	Si vous utilisez actuellement l'émetteur pour une session, vous pouvez continuer à l'utiliser, mais l'émetteur peut ne pas durer pour la session complète de 14 jours. Le message BATTERIE D'ÉMETTEUR FAIBLE apparaîtra quand il restera 30 % de batterie dans l'émetteur et continuera d'apparaître à chaque diminution de 5 %. Ne retirez pas l'émetteur pendant une session. Si vous souhaitez retirer l'émetteur, arrêtez la session, retirez le capteur et chargez l'émetteur. Vous devrez insérer un nouveau capteur pour démarrer une nouvelle session. Si vous n'utilisez pas actuellement l'émetteur pour une session, placez-le dans le chargeur. Lorsque le voyant du chargeur est vert fixe, l'émetteur est complètement chargé. Référez-vous à la SECTION 8.4 pour plus de détails sur le chargement de l'émetteur.

/ 15.6 Problèmes liés au chargeur de l'émetteur

Problème	Solution
Le voyant du chargeur clignote en rouge	<p>Il y a un problème avec la charge ou l'appariement de l'émetteur.</p> <p>Si vous essayez de charger l'émetteur et que le voyant clignote en rouge au lieu de vert, l'émetteur ne charge pas. Essayez les options suivantes pour corriger le problème :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Retirez l'émetteur et remplacez-le dans le chargeur. • Retirez le câble USB et réinsérez-le dans le port USB. • Si le chargeur est branché sur un ordinateur, assurez-vous qu'il est allumé. • Si le chargeur est branché sur un adaptateur mural, débranchez-le, puis rebranchez-le. <p>Si le problème n'est pas résolu, contactez le service client pour un remplacement.</p>
Le voyant du chargeur est rouge fixe	<p>Il peut y avoir un problème temporaire avec le chargeur ou l'émetteur.</p> <p>Si vous essayez d'appairer l'émetteur et que le voyant du chargeur s'allume en rouge pendant 10 secondes, l'émetteur n'a pas été apparié avec l'application. Essayez à nouveau d'appairer (SECTION 8.5). Assurez-vous que l'émetteur et l'application sont situés à moins de 3 mètres (10 pieds) l'un de l'autre et que le Bluetooth est activé.</p> <p>Si le voyant du chargeur est rouge fixe pendant plus de 10 secondes, essayez ce qui suit pour corriger le problème :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Laissez l'émetteur dans le chargeur et débranchez-le de sa source d'alimentation (adaptateur mural ou port USB de l'ordinateur) pendant cinq secondes. 2 Rattachez le chargeur à la source d'alimentation. <p>Si le problème n'est pas résolu, débranchez le chargeur de sa source d'alimentation et contactez le service client.</p>

/ 15.7 Problèmes d'insertion du capteur

Problème

Il y a un espace entre l'outil d'insertion du capteur et l'ensemble capteur.

S'il y a un écart entre l'outil d'insertion du capteur et l'ensemble capteur, l'outil d'insertion du capteur n'est pas correctement fixé à l'ensemble capteur et ne doit pas être utilisé pour insérer le capteur.

Solution

Suivez les étapes suivantes pour retirer l'ensemble capteur afin de pouvoir le rattacher.

1.

Localisez la languette de dégagement au bas de l'outil d'insertion du capteur.



REMARQUE : Vous devrez légèrement peler l'extrémité étroite du patch adhésif du capteur pour trouver la languette de dégagement.

2.

Tout en poussant sur la languette de dégagement, tirez sur l'ensemble capteur. Une fois que vous avez retiré l'ensemble capteur de l'outil d'insertion du capteur, retournez à la **SECTION 4.8**.



Problème

Les bords du patch adhésif se décollent.

Solution

Suivez les étapes suivantes pour appliquer le patch supplémentaire, si nécessaire.

REMARQUE: Le patch supplémentaire n'est nécessaire que si vous remarquez que les bords du patch adhésif commencent à se décoller.

1.

Pliez le patch supplémentaire le long de la ligne qui sépare les deux moitiés de la doublure, le côté de la doublure étant orienté vers l'extérieur. Décollez la doublure, en partant du centre, à la jonction des deux moitiés.



IMPORTANT : Assurez-vous que le patch supplémentaire ne se replie pas sur lui-même avant ou pendant l'application.

2.

Appliquez le patch supplémentaire de manière à ce qu'il recouvre les bords du patch adhésif.



/ 16 Informations complémentaires

/ 16.1 Informations sur le service client

Pour obtenir de l'aide avec votre système GlucoMen Day CGM, appelez le service client au:

Une liste des numéros à contacter se trouve dans la section INFO de l'application

En cas d'urgence, contactez votre professionnel de santé ou le service médical d'urgence.

/ 16.2 Nettoyer votre système

Le système GlucoMen Day CGM est destiné à un usage unique.

Nettoyage général

Les pièces de votre système CGM doivent être nettoyées uniquement au besoin pour éliminer la saleté et les débris visibles. Cela ne réduit pas le risque de transmission de maladies infectieuses. Pour plus d'assistance, appelez le service client.

Nettoyez l'outil d'insertion du capteur et l'émetteur

Nettoyez l'émetteur et l'extérieur de l'outil d'insertion du capteur avec un tissu humide (non mouillé) non pelucheux. Vous devez utiliser l'un des éléments suivants :

- Eau
- Solution d'alcool isopropylique à 70 %
- Détergent doux

Essayez soigneusement toutes les pièces avec un chiffon sec non pelucheux.

⚠ MISE EN GARDE

- Ne partagez pas les pièces du système avec qui que ce soit, y compris avec d'autres membres de la famille ! Ne l'utilisez pas sur plusieurs patients ! Le capteur et l'ensemble capteur sont considérés comme présentant un risque biologique et peuvent éventuellement transmettre des maladies infectieuses, même après un nettoyage.
- Ne nettoyez pas le chargeur de l'émetteur, car les solutions de nettoyage pourraient causer des problèmes de connexion du port USB ou la corrosion des contacts électriques.
- Ne nettoyez pas l'émetteur lorsqu'il est utilisé ou placé dans le chargeur.

/ 16.3 Élimination du système

Consultez les réglementations locales lors de la mise au rebut de l'outil d'insertion de capteur, du guide de capteur, de l'émetteur et du chargeur.

Jetez le patch adhésif du capteur comme un déchet médical.

/ 16.4 Spécifications du produit

16.4.1 Spécifications du capteur

Spécification	Description
Plage de glycémie	0–400 mg/dL (2,2–22,2 mmol/L)
Durée de vie du capteur	Jusqu'à 14 jours
Étalonnage	GlucoMen Day METER (fourni séparément) ou autre lecteur de glycémie disponible sur le marché
Plage d'étalonnage	70–250 mg/dL (3,9–13,9 mmol/L)
Température de stockage	5 °C à 35 °C (41 °F à 95 °F)
Humidité de stockage	10 % - 55 % d'humidité relative
Température de fonctionnement	5 °C à 45 °C (41 °F à 113 °F)
Stérilisation	Stérilisé par irradiation
Altitude	Jusqu'à 3 048 mètres (10 000 pieds)
Pression atmosphérique	700 hPa - 1 060 hPa

16.4.2 Spécifications de l'émetteur

Spécification	Description
Type de batterie de l'émetteur	Batterie polymère lithium-ion rechargeable spécifique
Autonomie de la batterie de l'émetteur	14 jours d'utilisation normale
Durée de vie de l'émetteur	5 ans d'utilisation continue moyenne
Stockage des données de l'émetteur	14 jours de données de glucose calculées, échantillonnées une fois par minute
Dimensions de l'émetteur	Longueur : 33,0 mm, largeur : 24,0 mm, épaisseur : 9,0 mm
Poids de l'émetteur	5 grammes
Herméticité	IPX7 : Protection contre la pénétration d'objets volumineux et l'immersion dans 1 mètre (3 pieds) d'eau pendant 30 minutes maximum.
Température de fonctionnement	5 °C à 45 °C (41 °F à 113 °F)
Humidité de fonctionnement	10 % - 100 % d'humidité relative, à condensation
Température de stockage	5 °C à 45 °C (41 °F à 113 °F)
Humidité de stockage	10 % - 100 % d'humidité relative, à condensation
Protection contre les chocs électriques	Pièce appliquée de type BF
Fréquence TX	2 402-2 480 GHz
Fréquence de lecture	Toutes les minutes
Bande passante	1,06 MHz
Puissance de sortie maximale	- 2,93 dBm
Modulation	FSK gaussienne

Spécification	Description
Altitude	Jusqu'à 3 048 mètres (10 000 pieds)
Pression atmosphérique	700 hPa - 1 060 hPa

16.4.3 Spécifications de l'outil d'insertion du capteur

Spécification	Description
Durée de vie	5 ans

16.4.4 Spécifications du chargeur de l'émetteur

Spécification	Description
Durée de vie	5 ans
Température de stockage	5 °C à 45 °C (41 °F à 113 °F)
Température de fonctionnement	5 °C à 45 °C (41 °F à 113 °F)
Altitude	Jusqu'à 3 048 mètres (10 000 pieds)
Pression atmosphérique	700 hPa - 1 060 hPa

16.4.5 Spécifications de l'adaptateur mural CA

REMARQUE: l'adaptateur mural CA n'est pas inclus.

Spécification	Description
Classe	II, conforme aux normes 60601-1-2 4e éd. et 60601-1 éd. 3.1
Entrée	Entrée CA 100-240 VCA, 50/60 Hz, 0,2 A, 0,2 A rms à 100 VCA
Sortie CC	5 VCC (fixe), 0,1 A (minimum)
Connecteur de sortie	Prise USB type A

16.4.6 Spécifications du câble de recharge USB

Le câble de recharge USB peut être utilisé pour alimenter le chargeur de l'émetteur. Le câble de recharge USB peut être connecté à un port USB du PC qui peut répondre aux spécifications d'entrée et de type de connecteur énumérées ci-dessous.

Le chargeur peut être isolé en débranchant le câble de recharge USB du PC. Une mauvaise utilisation du câble USB peut présenter des risques d'électrocution.

REMARQUE : Si nécessaire, le câble de recharge USB peut être utilisé avec un adaptateur mural CA, connecté à une prise de courant CA pouvant répondre aux spécifications énumérées dans la **SECTION 16.4.5**.
















⚠ MISE EN GARDE

L'utilisation d'accessoires, de transducteurs et de câbles autres que ceux spécifiés ou fournis par le fabricant de cet équipement peut entraîner une augmentation des émissions électromagnétiques ou une diminution de l'immunité électromagnétique de cet équipement et un fonctionnement incorrect.

Spécification	Description
Température de fonctionnement	5 °C à 45 °C (41 °F à 113 °F)
Température de stockage	5 °C à 45 °C (41 °F à 113 °F)
Entrée / sortie	5 VCC, 0,5 A
Type de connecteur	USB A (mâle) à USB micro B (mâle)
Longueur	1 mètre (3 pieds)

/ 16.5 Symboles d'étiquetage

Ces symboles peuvent être trouvés sur l'emballage de votre système GlucoMen Day CGM.

Symbole	Description
	Mode d'emploi
	Fabricant
	Mise en garde
	Utiliser avant
	Ne pas réutiliser
	Pièce appliquée de type BF
	Incompatible avec IRM
	Ne pas utiliser si l'emballage est endommagé
	Contenu
	Recycler : Équipement électronique
	Numéro de série
	Numéro de lot
	Numéro de pièce / catalogue
	Représentant autorisé dans la Communauté européenne
	Marquage CE

Symbole	Description
	Stérilisé par irradiation
	Rayonnement non ionisant
	Garder au sec
	Limitation de l'humidité
	Limitation de la température
	Marque Bluetooth®
	Protection contre la pénétration d'objets volumineux et l'immersion dans l'eau
	Courant continu

/ 16.6 Résumé de la précision

Indicateurs de performance	
Précision totale ARD moyenne en % (pourcentage d'erreur absolue moyenne par rapport à la référence pour tous les taux de glucose)	11.4 %
Précision clinique Pourcentage de lectures figurant dans la Grille d'erreurs du consensus (GEC) Zone A Pourcentage GEC Zone A+B	90 % 99 %

La référence est YSI (Yellow Springs Laboratory Instruments)

/ 16.7 Compatibilité électromagnétique

Le système GlucoMen Day CGM est conforme à la Directive européenne sur les équipements radio pour les exigences de transmission sans fil et de compatibilité électromagnétique définies dans la norme 2014/53/UE.

Le texte intégral de la Déclaration de Conformité UE est disponible à l'adresse internet suivante:

www.red.menariniagnostics.com

L'émetteur répond aux exigences essentielles en matière de transmission de données pour un fonctionnement dans la bande 2,4 GHz ISM selon l'ETSI EN 300 328 v2.1.1. En raison de la nature continue des communications sans fil du système CGM, l'utilisateur ne doit pas lancer ou arrêter l'utilisation dans des endroits où les téléphones portables et autres émetteurs radio ne sont pas autorisés, tels que certains hôpitaux et bureaux de professionnels de santé. Reportez-vous à la **SECTION 14.2** Voyager avec votre GlucoMen Day CGM pour connaître tous les endroits de ce type.

Le système GlucoMen Day CGM est conforme aux exigences d'immunité à la compatibilité électromagnétique définies dans les normes ETSI EN 301 489-1 v2.1.1, ETSI EN 301 489-17 v3.1.1 et CEI 60601-1-2.

Les émissions provenant d'équipements électroniques à proximité ne risquent pas d'interférer avec le système GlucoMen Day CGM lorsqu'il est utilisé dans un environnement de soins de santé à domicile. Celles-ci peuvent nuire au bon fonctionnement du système GlucoMen Day CGM. S'éloigner ou éteindre ces dispositifs électroniques peut permettre la communication.

Si des interférences se produisent et que le comportement suivant de l'appareil est observé :

- Perte ou mesures CGM incorrectes
- Perte de capacités de charge de l'émetteur

L'utilisateur peut atténuer la situation en suivant les solutions recommandées au **CHAPITRE 15** Dépannage.

⚠ MISE EN GARDE

- Il convient d'éviter l'utilisation de cet équipement à proximité de ou empilé avec un autre équipement, car cela pourrait entraîner un fonctionnement incorrect. Si une telle utilisation est nécessaire, cet équipement et les autres équipements doivent être surveillés pour vérifier qu'ils fonctionnent normalement.
- Les équipements de communication RF portables (y compris les périphériques tels que les câbles d'antenne et les antennes externes) ne doivent pas être utilisés à moins de 30 cm (12 pouces) de toute pièce du système GlucoMen Day CGM, y compris les câbles spécifiés par le fabricant. Sinon, les performances de cet équipement pourraient se dégrader.

16.7.1 Directives et déclaration du fabricant — émissions électromagnétiques

Le système GlucoMen Day CGM est destiné à être utilisé dans l'environnement électromagnétique, comme indiqué ci-dessous. Le client ou l'utilisateur du système GlucoMen Day CGM doit s'assurer qu'il est utilisé dans un tel environnement.

Test d'émissions	Conformité
Émissions RF CISPR 11	Groupe 1
Émissions RF CISPR 11	Classe B

16.7.2 Directives et déclaration du fabricant — immunité électromagnétique

Le système GlucoMen Day CGM est destiné à être utilisé dans l'environnement électromagnétique spécifié ci-dessous. Le client ou l'utilisateur du système GlucoMen Day CGM doit s'assurer qu'il est utilisé dans un tel environnement.

À 80 MHz et 800 MHz, la plage de fréquences la plus élevée s'applique.

Ces directives peuvent ne pas s'appliquer dans toutes les situations. La propagation électromagnétique est affectée par l'absorption et la réflexion des structures, des objets et des personnes.

REMARQUE: UT correspond à la tension du secteur CA avant l'application du niveau de test.

Test d'immunité	Niveau de conformité
Décharge électrostatique (ESD) CEI 61000-4-2	Contact ± 8 kV $\pm 2, 4, 8, 15$ kV air
Décharge / transitoire électrique rapide CEI 61000-4-4	± 2 kV pour les lignes d'alimentation 100 kHz
Surtension IEC 61000-4-5	Mode différentiel ± 1 kV Mode commun ± 2 kV
Chutes de tension, coupures brèves et variations de tension sur les lignes d'entrée d'alimentation CEI 61000-4-11	0 % UT pour 0,5 cycle @ 8 angles de phase 0 % UT pour 1 cycle 70 % UT (chute de 30 % de UT) pour 25 cycles @ 0 degré 0 % UT pour 250 cycles
Champ magnétique de fréquence d'alimentation (50/60 Hz) CEI 61000-4-8	30 A/m
RF conduite CEI 61000-4-6	3 Vrms 150 kHz à 80 MHz 6 Vrms en bandes ISM et radioamateurs entre 0,15 MHz et 80 MHz 80 % AM @ 1 kHz
RF rayonnée CEI 61000-4-3	10 V/m 80 MHz à 2,7 GHz

/ 16.8 Garantie

Nous offrons une garantie limitée aux clients qui achètent un nouveau système CGM. En vertu de cette garantie limitée, votre nouveau lecteur CGM est couvert pendant une période de deux (2) ans à compter de la date de fabrication, votre

nouvel outil d'insertion de capteur est garanti pendant deux (2) ans à compter de sa date de fabrication, votre nouveau chargeur CGM est garanti pendant deux (2) ans à compter de sa date de fabrication et votre nouveau capteur CGM est garanti jusqu'à sa date d'expiration. Cette garantie est en vigueur tant que les composants de votre système CGM n'ont pas été modifiés, altérés ou utilisés à mauvais escient. En vertu de cette garantie, nous remplacerons gratuitement tout composant CGM présentant un vice de matériau ou de fabrication. Pour faire remplacer votre CGM dans le cadre de cette garantie, veuillez appeler le service client. Aucune autre garantie, expresse ou implicite, n'est faite. Nous ne serons pas responsables des dommages accessoires ou indirects que vous pourriez subir. Cette garantie vous confère des droits légaux spécifiques. Vous pouvez également disposer d'autres droits qui varient d'un État à l'autre. Nous pouvons interrompre ce programme à tout moment sans préavis.

/ 17 Glossaire

Glucomètre

Un appareil utilisé pour mesurer les taux de glucose dans le sang. Lecture de la glycémie
La concentration de glucose dans le sang, mesurée en milligrammes de glucose par décilitre de sang (mg/dL) ou en millimoles de glucose par litre de sang (mmol/L).

Étalonnage

Le fait de comparer des mesures pour vérifier, ajuster ou normaliser ; il fournit les informations nécessaires pour que l'application GlucoMen Day affiche votre

taux de glycémie avec précision.

Glucomètre continu (CGM)

Un CGM utilise un petit capteur inséré sous votre peau pour mesurer la quantité de glucose dans le liquide de votre peau, appelé liquide interstitiel. Ces mesures de glycémie sont ensuite envoyées à une application, où elles sont affichées en tant que taux de glycémie et tendances de la glycémie à long terme.

Hyperglycémie (glycémie élevée)

Taux de glucose élevés dans le sang, également appelée glycémie élevée. Une hyper-

glycémie non traitée peut entraîner de graves complications. Consultez à votre professionnel de santé pour déterminer votre niveau de glycémie élevée.

Hypoglycémie (glycémie basse)

Faibles taux de glucose dans le sang, également appelée glycémie basse. Une hypoglycémie non traitée peut entraîner de graves complications. Consultez à votre professionnel de santé pour déterminer votre glycémie basse.

Insuline

Une hormone produite par le pancréas qui régule le métabolisme du glucose et d'autres nutriments. Un professionnel de santé peut prescrire des injections d'insuline afin d'aider les personnes atteintes de diabète à traiter le glucose (sucre) si leur pancréas est endommagé et ne produit pas d'insuline.

Liquide interstitiel

Le fluide qui entoure toutes les cellules du corps.

Déplombé (« jailbreaké ») ou rooté

Accès non autorisé au système d'exploitation d'un smartphone en supprimant les restrictions définies par le fabricant. Cela présente un risque de sécurité. N'installez pas l'application GlucoMen Day sur un smartphone qui aurait été jailbreaké ou rooté.

Cétones

Les produits chimiques que le corps crée en décomposant les graisses en énergie. Si les cétones s'accumulent dans le sang, elles peuvent entraîner de graves complications.

Limitations

Une déclaration de sécurité décrivant les situations spécifiques dans lesquelles le GlucoMen Day CGM ne doit pas être utilisé car il pourrait vous être nocif ou endommager le système.

mg / dL

Milligrammes par décilitre ; une des deux unités de mesure standard pour la concentration de glucose dans le sang (sucre).

mmol / L

Millimoles par litre ; une des deux unités de mesure standard pour la concentration de glucose dans le sang (sucre).

Smartphone

La liste des Smartphone compatibles est indiquée sur le site internet www.menariniagnostics.com



Living your life.

www.glucomenday.com



51445 - 03/20

